

Link do produktu: <https://redmed.pl/pipety-kapilary-pts-50l-25-szt-pts-collect-capillary-tubes-p-561.html>

Pipety Kapilary PTS 50µl 25 szt. PTS Collect™ capillary tubes

Cena	35,10 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PTS2134
Kod producenta	2134
Producent	.PTS Diagnostics

Opis produktu

Kapilary pojemności 50µl, mają specjalną konstrukcję pojedynczej szklanej szyjki w obudowie z tworzywa sztucznego zakończoną miękką gruszką do dozowania zawartości, zapewniają szybką, efektywną i oszczędną pracę. Doskonale do pobierania krwi dla różnych zastosowań medycznych.

Projekt kapilar to łatwa w użyciu jednoczęściowa konstrukcja, którą do posługiwania się wystarczy jedna ręka. Wykorzystuje technologie samo pochłaniania, dzięki której każda próbka jest dokładnie o zadanej objętości kapilary.