

Link do produktu: <https://redmed.pl/plyn-kontrola-reflotron-precinorm-hdl-2-poziomy-4-fiolki-p-1178.html>

płyn kontrola reflatron precinorm HDL 2 poziomy 4 fiołki

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	11183893196
Producent	Roche

Opis produktu

Reflatron® Precinorm HDL - liofilizowana surowica kontrolna do oznaczania frakcji HDL cholesterolu - służy do kontroli jakości ilościowego oznaczania cholesterolu HDL w urządzeniu Reflotron®.

Reflatron® Precinorm HDL służy do kontroli dokładności i precyzji systemu diagnostycznego Reflotron® Plus.

2 poziomy stężenia HDL
Zestaw 4 fiolek po 2 ml każda