

Link do produktu: <https://redmed.pl/plyn-kontrolny-uasure-p-277.html>

Płyn kontrolny UASure

Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APX558000320
Kod producenta	S58000320
Producent	.Apex Biotechnology Corp.
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
Producent	Apex Biotechnology Corp.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Nowy dostępny

Safe AQ UG

Monitor kwasu moczowego
z pomiarem glukozy

Tańsze paski testowe



RedMed

Płyn kontrolny do kontroli jakości pasków testowych UASure

Materiały kontrolne są używane do upewnienia się, że wszystkie części systemu działają poprawnie a wynik jest dokładny i godny zaufania.

Materiałami do kontroli jakości są płyny, za pomocą których otrzymamy wyniki, spełniające kryteria pomiarowe. Zakresy dla poszczególnych pasków oraz poziomów są wyszczególnione na dostarczonej razem z testami karcie kontrolnej.

Jeżeli po przeprowadzonym teście kontrolnym otrzymane wyniki pokrywają się z wynikami z karty kontrolnej, oznacza to że cały system działa poprawnie.

Paski testowe UASure cechują się wyjątkowo wysoką jakością uzyskiwanych wyników za sprawą indywidualnie pakowanych pasków. Testy pakowane są indywidualnie w opakowania foliowe szczelnie chroniące przed wilgocią. Pasek do badania kwasu moczowego indywidualnie otwierasz dopiero przed samym pomiarem. Takie rozwiązanie w porównaniu do innych systemów, w których paski pakowane są w słoiczki zbiorcze jest dużo lepszym rozwiązaniem.

Odbiór osobisty możliwy tylko w oddziale w Chorzowie

Do produktu dodajemy Poradnik dla badającego poziom kwasu moczowego GRATIS!