

Link do produktu: <https://redmed.pl/plyny-kontrolne-uq-10-parametrowe-moczu-do-urit-31-p-734.html>



# Płyny kontrolne UQ-10 parametrowe moczu do Urit 31

Cena	<b>99,90 zł</b>
Producent	<b>URIT Medical Ltd.</b>

## Opis produktu

Zestaw kontrolny do pasków 10G do analizatorów firmy URIT

Przeprowadzanie kontroli 10 parametrów:

- leukocyty
- azotyny
- urobilinogen
- pH,
- erytrocyty (krew)
- ciężar właściwy
- ciała ketonowe – ketony
- bilirubinę
- glukozę
- białko