

Link do produktu: <https://redmed.pl/podgrzewacz-na-12-probek-p-552.html>

Podgrzewacz na 12 próbek

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Podgrzewacz jest to samodzielne, poręczne urządzenie, które cechują niewielkie rozmiary. Urządzenie służy do podgrzania próbek lub przechowywania ich w temperaturze inkubacji podczas serii pomiarowych.

Rozgrzewa się w 20 minut do temperatury 37°C z dokładnością ± 0.2 °C .

Wymiary:

długość: 100 mm

szerokość: 85 mm

wysokość: 160 mm

waga: 850 g

Zasilacz:

Output: 12 V DC

Input: 100 V AC - 240 V AC 50/60 Hz 0.25 A max