

Link do produktu: <https://redmed.pl/podkolanowki-medyczne-2-klasa-kompresji-p-965.html>

Podkolanówki medyczne - 2 klasa kompresji

Cena

74,06 zł

Dostępność

Chwilowo niedostępny

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe 2 klasy kompresji do wspomagania leczenia przewlekłej choroby żyłnej oraz do po operacyjnego usuwania żylaków kończyn dolnych.

Zastosowany w nich specjalistyczny ucisk, zmniejsza obrzęk spowodowany występowaniem zmian żylnych oraz stymuluje sprawne krążenie krwi, nawet w zaawansowanych stanach chorobowych.

2 klasa kompresji: 23-32 mmHg

Medyczne podkolanówki są produkowane przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, najwyższej jakości, starannie weryfikowanych surowców oraz z zachowaniem surowych standardów zarządzania jakością.


Stosowanie jest wskazane w przypadku:

- żylakowatość (żylaki pierwotne i wtórne, żylaki w okresie ciąży, wspomagająco w leczeniu stwardnień żył, po zabiegach chirurgicznych przeprowadzanych na żyłach)
- zatorowość-zakrzepica (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, a także stan po zagojonym zapaleniu żył, głęboka zakrzepica żylna w nodze, stan po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy, profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów chodzących)
- przewlekła niewydolność żył (zapobieganie i leczenie wrzodów, niewydolność żył, angiodyspazja)
- obrzęki (limfatyczne, w okresie ciąży, pourazowe, pooperacyjne, cykliczne obrzęki samoistne, stany zastojowe na skutek unieruchomienia /zespół zastojowy stawowy, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

Opcje

- Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL,
- Dostępne kolory: Czarny, Jasny beż, Ciemny beż, Granat, Grafit, Beż,
- Dostępne typy: z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym,
- Dostępne długości: krótkie, długie,

W celu osiągnięcia gwarantowanej wartości leczniczej, należy dobrać odpowiedni rozmiar produktu poprzez zmierzenie obwodów obu nóg w miejscach wskazanych w tabeli rozmiarów.



Miejsce pomiaru	Pomiar (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
G	Obwód górnej części uda	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78
F	Obwód na środku uda	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
D	Obwód pod kolaniem	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
C	Obwód łydki w najszerszym miejscu	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
B	Obwód kostki w najwęższym miejscu	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32

Rajstopy, pończochy i podkolanówki PANI TERESA® są oferowane w dwóch długościach. Aby dobrać prawidłową długość należy zmierzyć wskazany poniżej odcinek nóg:

	Pomiar	Krótkie	Długie
RAJSTOPY, POŃCZOCHY	A-G	60-70 cm	71-83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34-37 cm	38-44 cm

Rajstopy, pończochy (pomiar A-G) – krótkie 60-70 cm, długie 71-83 cm.

Podkolanówki (pomiar A-D) – krótkie 34-37 cm, długie 38-44 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , ciemny beżowy , czarny , grafitowy , granatowy , jasny beżowy

czubek otw/zam: czubek zamknięty , czubek otwarty

Długość: K - krótkie , D - długie

Rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL , XXXL