

Link do produktu: <https://redmed.pl/podkolanowki-przeciwwzakrzepowe-anti-trombo-13-18-mmhg-p-194.html>

Podkolanówki przeciwwzakrzepowe Anti-Trombo (13 - 18 mmHg)

Cena	49,99 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	podkolanowki_przeciwwzakrzepowe
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Podkolanówki przeciwwzakrzepowe przeznaczone są dla pacjentów leżących, u których zmniejszają ryzyko pojawienia się zakrzepicy. Pończochy posiadają apreturę szwajcarskiego srebra antybakteryjnego i przeciwgrzybiczego Sanitized Silver



Wykończenie antybakteryjne Sanitized Silver zapewnia: ochronę przeciwko powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, ochronę przeciwko rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni na wyrobach pończochowych, dłuższą trwałość wyrobu (chroni włókno przed jego uszkodzeniem), utrzymanie równowagi biologicznej skóry, higieniczną świeżość wyrobu.




Skład: 70% nylon, 30% elastan Lycra

Rozmiary:

- S
- M
- L
- XL
- XXL

- a** - obwód stopy
b - obwód w kostce
b1 - obwód łydki
c - obwód pod kolanem
d - obwód nad kolanem
f - obwód uda
g - obwód uda(5 cm poniżej kroku)
t - obwód pasa



Rozmiar	Obwód w punktach		
	b	d	g
S	17-20	28-34	41-54
M	20-23	31-37	48-61
L	23-26	34-40	55-68
XL	26-29	37-43	55-68
XXL	29-32	40-46	69-82

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: wybierz , S , M , L , XL , XXL