

Link do produktu: <https://redmed.pl/podkolanowki-travel-ze-wzmocniona-pieta-70-den-p-173.html>

Podkolanówki Travel ze wzmocnioną piętą - 70 DEN

Cena	23,99 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	podkolanowki travel
Kod EAN / GETIN	8590072505425
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe TRAVEL z mikrokapsułkami Skintex Anti-Heavy-Legs

Podkolanówki uciskowe TRAVEL (podróżne) ze wzmocnioną piętą i mikrokapsułkami Skintex Anti-Heavy-Legs (zapobiegające efektowi ciężkich nóg) zapewniają poprawę krążenia krwi. Działają zapobiegawczo przeciwko powstawaniu żylaków, obrzękom, łagodzą ból i zmęczenie nóg. Podkolanówki charakteryzują się uciskiem w okolicy kostek 10 - 14 mmHg



Zastosowane materiały: Nylon - 76%, Elastan LYCRA - 24%



Mikrokapsułki Skintex z wyciągami z grejpfruta, cytryny, mentolu, tymianku, cyprysu oraz mocznik.

Mikrokapsułki stopniowo uwalniają mieszanę, która ma działanie regenerujące i odżywcze. Grejpfrut odnawia starzejące się komórki naskórka, cytryna działa odświeżająco i witalizująco na zmęczone stopy, mentol ma działanie odświeżające i chłodzące, tymianek delikatnie dezynfekuje skórę, cyprys wpływa na poprawę krążenia krwi i zapobiega nadmiernej potliwości, mocznik ma działanie nawilżające i antybakteryjne.

Dostępne rozmiary:

- 23-25
- 25-27
- 27-29
- 29-31

Terapia kompresyjna

Terapia kompresyjna to nieinwazyjna metoda leczenia przewlekłej niewydolności żyłnej, polegająca na wywieraniu na chorą kończynę ucisku, który jest najsilniejszy w okolicy stawu skokowego i stopniowo maleje w kierunku pachwiny. Powoduje to zwiększenie prędkości przepływu krwi w żyłach, poprawę wydolności zastawek, a dzięki temu zmniejszenie cofania się i zalegania krwi w żyłach powierzchownych, a więc również zmniejszenie ich średnicy. Zmniejszenie ciśnienia krwi żyłnej wpływa na poprawę stanu mikrokrążenia i zmniejszenie obrzęku.

Wskazania do stosowania terapii stopniowanym uciskiem:

- profilaktyka przewlekłej niewydolności żyłnej u osób z obciążeniem genetycznym
- wykonujących pracę wymagającą długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub siedzącej
- leczenie żylaków kończyn dolnych we wszystkich stopniach zaawansowania, jak i innych postaci klinicznych przewlekłej niewydolności żyłnej
- profilaktyka i leczenie przewlekłej niewydolności żyłnej u kobiet w ciąży
- przebyte operacyjne usunięcie żylaków lub skleroterapia
- obrzęki pourazowe
- zespół pozakrzepowy.

Kompresjoterapia - przeciwwskazania:

- zaawansowane zaburzenia krążenia tętniczego w kończynach dolnych
- ostre zapalenie skóry i tkanki podskórnej
- świeżo zdiagnozowana zakrzepica żył głębokich

Stosowanie pończoch uciskowych:

- wyroby uciskowe powinny być zakładane rano, przed wstaniem z łóżka (ponieważ nogi nie są wówczas jeszcze opuchnięte) i zdejmowane na noc
- przed założeniem należy zwinąć rajstopy, pończochy czy podkolanówki i zakładać stopniowo rozwijając, uważając, żeby pięta znajdowała się we właściwym miejscu, a materiał nie był zbyt rozciągnięty lub pofałdowany
- nie wolno uszkodzić struktury materiału, np. paznokciami
- należy unikać kontaktu materiału z maściami, kremami
- powinno się wymieniać produkty uciskowe co ok. 6 miesięcy
- podczas leczenia stopniowanym uciskiem pacjenci powinni co 3 miesiące zgłaszać się do lekarza w celu oceny tętna i krążenia obwodowego, a także przeprowadzenia aktualnych pomiarów kończyn.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 8001

Rozmiar: wybierz , 25-27 , 29-31