

Link do produktu: <https://redmed.pl/pompa-insulinowa-accu-chek-combo-p-233.html>

Pompa Insulinowa Accu-Chek Combo

Cena	7 990,00 zł
Dostępność	Na zamówienie - do 7 dni
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	Accu-Chek Combo
Producent	Roche
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

System Accu-Chek Combo jest to połączenie pompy insulinowej Accu-Chek Spirit z glukometrem sterującym urządzeniem Accu-Chek Performa Combo.

Połączenie między urządzeniami odbywa się za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth

Glukometr bada poziom glikemii i na podstawie wyników oblicza dawkę Bolusa, a także zdalnie zarządza pompą, umożliwiając jej uruchomienie, zatrzymanie, podanie dawki zaproponowanej przez kalkulator, zmniejszenie bądź zwiększenie napływu insuliny.

Spersonalizowana wartość bolusa to wartość obliczona na podstawie danych charakterystycznych dla konkretnego pacjenta, takich jak: pożądany zakres glikemii, aktualne stężenie glukozy we krwi, wartość posiłku, a także planowany wysiłek fizyczny, choroba czy stres. Kalkulator bolusa uwzględnia aktywną insulinę.

Accu-Chek Combo dzięki możliwości zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami pompy a także możliwości odczytania wyników za pomocą glukometru, jest możliwe zachowanie dyskrecji podczas codziennych czynności

Glukometr Accu-Chek Performa Combo:

- intuicyjne menu skraca czas szkolenia z obsługi urządzeń.
- pomiar w ciągu kilku sekund przy użyciu pasków testowych Accu-Chek Performa
- kolorowy pasek na ekranie wskazuje czy wynik pomiaru mieści się w pożądanym zakresie
- oblicza spersonalizowane wartości bolusa
- minimalizuje ryzyko wystąpienia hiperglikemii poposiłkowej
- kontrola pompy insulinowej. Programowanie wszystkich podstawowych funkcji pompy (np. dawka podstawowa, baza tymczasowa) bez potrzeby wyjmowania pompy spod ubrania: ekran pompy insulinowej jest widoczny na wyświetlaczu glukometru trzymanego w dłoni.
- przypomina o potrzebie wymiany zestawu infuzyjnego, czy też o kolejnej wizycie kontrolnej
- zintegrowany elektroniczny dzienniczek przechowuje wartości stężenia glukozy we krwi, dawki insuliny oraz wielkości spożytych węglowodanów.
- możliwość wyświetlenia danych odnośnie glikemii w postaci czytelnych wykresów.

Pompa Accu-Chek Spirit Combo:

- po umieszczeniu pompy insulinowej pod ubraniem, pacjent nie musi jej dotykać w celu podania bolusa lub sprawdzenia komunikatów na wyświetlaczu.
- godzinowa dawka insuliny jest dzielona na 20 części podawanych co 3 minuty co naśladuje fizjologiczne działanie trzustki.
- minimalna godzinowa dawka podstawowa równa 0,05 jedn., z przyrostem o 0,01 jedn. - zaprojektowana specjalnie dla osób z małym zapotrzebowaniem na całkowitą dzienną dawkę insuliny.
- szybkie wykrywanie zatorów w cewniku zestawu infuzyjnego.
- nieograniczony czas pracy urządzenia.
- możliwość zastosowania baterii litowej, o dłuższym czasie działania.

Zawartość zestawu Accu-Chek Combo:

-
- pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo: 1 szt.,
 - glukometr Accu-Chek Performa Combo: 1 szt.,
 - testy paskowe Accu-Chek Performa: 1 op. zawierające 50 szt. testów,
 - nakłuwacz Accu-Chek Multiclix: 1 szt.
 - bębenki z lancetami Accu-Chek Multiclix: 2 szt.
 - pakiet serwisowy Accu-Chek (4 baterie AA, 1 adapter, 1 pokrywa baterii): 1 szt.,
 - pojemniki na insulinę: 2 szt.,
 - zestawy infuzyjne Accu-Chek Rapid D Link: 2 igły, 1 dren i 1 zatyczka,
 - pasek z rzepem biały: 1 szt.,
 - etui z neoprenu: 1 szt.,
 - etui ze sznurkiem: 1 szt.