

Link do produktu: <https://redmed.pl/pompa-insulinowa-mylife-ypsopump-p-1433.html>

Pompa insulinowa mylife YpsoPump

Producent

Ypsomed

Opis produktu

Nowoczesna pompa insulinowa oferuje użytkownikom intuicyjną obsługę, łatwy dostęp do kluczowych, bogatych funkcji i czytelny ekran dotykowy. A to wszystko w niewielkiej i lekkiej konstrukcji, zapewniającej dyskrecję i wygodę noszenia.

Pompa insulinowa mylife YpsoPump wykorzystuje napełniany samodzielnie zbiornik na dowolną insulinę. Jego wymiana jest szybka i wygodna.

Swobody obrót zestawu infuzyjnego w zakresie 360 stopni idealnie dopasowuje się w każdej sytuacji.

Zintegrowany interfejs Bluetooth umożliwia bezprzewodowe połączenie z oprogramowaniem mylife Software oraz aplikacją mylife App.

Pomoc w kontroli stężenia glukozy

Kluczowe funkcje systemu pompy automatycznie wyliczają istotne wartości, dzięki czemu można łatwo nauczyć się jej używać, a zaoszczędzony czas wykorzystać na lepszą kontrolę cukrzycy.

Łatwa obsługa

Tylko jeden przycisk funkcyjny na obudowie, ponieważ Menu oparte na ikonach umożliwia obsługę z użyciem ekranu dotykowego.

Dyskrecja

Niewielkie, lekkie urządzenie idealnie wpasowuje się w rytm życia użytkownika.

Osobny zbiornik z insuliną

Przy każdej wymianie zbiornika z insuliną w pompie mylife YpsoPump nie jest wymagana wymiana zestawu infuzyjnego. Wymiana zbiornika jest łatwa, szybka i dyskretna.

Intuicyjny ekran dotykowy

Jasny ekran dotykowy o wysokim kontraście zapewnia czytelność komunikatów.

Łatwa nawigacja w menu niezależnym od języka dzięki zrozumiałym ikonom.

Ekran stanu ze wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat stanu pompy.

Każda funkcja w zasięgu zaledwie kilku ruchów palcem.

System i ustawienia mylife YpsoPump

- Typy bolusów – Bolus standardowy, bolus przedłużony, bolus złożony i bolus ślepy
- Zakres ustawień bolusa – 0,1 do 30 U
- Przyrosty bolusa – 0,1 U, 0,5 U, 1,0 U i 2,0 U
- Dawka podstawowa – 2 profile (A i B), programowalne dowolnie przez użytkownika
- Zakres ustawień dawki podstawowej – 0,00 U/h do 40,0 U/h
- Bateria – Bateria alkaliczna 1,5 V (LR03), typu AAA. Zwykle 30 dni przeciętnego użytkowania (54 U/dobę; temperatura: 23°C ± 2°C)
- Samodzielnie napełniany zbiornik mylife YpsoPump Reservoir2 – 1,6 ml (160 U), 100 U/ml, szybko działający analog insuliny

Dane techniczne mylife YpsoPump

- Wymiary pompy – 7,8 cm x 4,6 cm x 1,6 cm
- Masa – 83 g (z baterią i napełnionym zbiornikiem)
- Wymiary ekranu dotykowego – 4,1 cm x 1,6 cm (ekran dotykowy OLED)
- Gwarancja – 4 lata
- Stopień ochrony przed wodą – IPX8 według normy EN 60529 (zanurzenie na głębokość 1 m przez maksymalnie 60 minut)
- Interfejs komunikacyjny – Bluetooth 4.0 o niskim zapotrzebowaniu na energię (Low Energy); od 2400 MHz do 2483,5 MHz

Pusty zbiornik do samodzielnego napełniania

Samodzielne napełnianie wybraną insuliną.

Łatwy w obsłudze system napełniania.

Wyraźna podziałka do oznaczania poziomu napełnienia.

Zgodność z dowolnym rodzajem insuliny – z napełnianego samodzielnie zbiornika mylife YpsoPump Reservoir

Zbiornik mylife YpsoPump Reservoir opracowano pod kątem dostarczania insuliny za pomocą systemu mylife YpsoPump. Zbiornik mylife YpsoPump Reservoir można łatwo napełnić dowolną insuliną o szybkim działaniu o stężeniu 100 U/ml.

Dane techniczne zbiornika mylife YpsoPump Reservoir

- Zgodność – Analog insuliny o szybkim działaniu w stężeniu 100 U/ml
- Pojemność zbiornika – 1,6 ml/160 U
- Liczba sztuk w opakowaniu – 10 zbiorników
- Zastosowanie – Do jednorazowego użytku
- Materiał – Szklany cylinder

W skład zestawu, oprócz pompy insulinowej, wchodzi:

- 2 pokrywy baterii
- 1 bateria alkaliczna AAA