

Link do produktu: <https://redmed.pl/pompa-insulinowa-zestaw-startowy-accu-chek-combo-p-1438.html>

Pompa insulinowa Zestaw startowy Accu-Chek Combo

Producent

Roche

Opis produktu

Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo służy do ciągłej podskórnej infuzji insuliny. Pompa podaje insulinę ze znajdującego się w niej zbiornika (pojemnika) poprzez zestaw infuzyjny umieszczony w tkance podskórnej, najczęściej na brzuchu. Zastępuje wstrzyknięcia strzykawką jednorazową lub penem. Nosi się ją na zewnątrz ciała, np. na pasku.

Główne funkcje pompy insulinowej Accu-Chek Spirit Combo:

Dawka podstawowa (baza):

24 dawki godzinowe,

skokowa regulacja dawki podstawowej (bazy): 0,05 jedn./godz. Uwaga: w przedziale od 0,05 do 1 jedn./godz. dawka jest programowana z jeszcze mniejszym skokiem: o 0,01 jednostki, co jest ważne w przypadku dzieci, a także dorosłych pacjentów z małym dobowym zapotrzebowaniem na insulinę,

Tymczasowa Dawka Podstawowa: programowana przy wysiłku, stresie czy infekcji:

ustawiana w %,

czas trwania: 15 minut – 24 godziny.

Bolusy:

różne rodzaje: standardowy, przedłużony, wielofalowy,

dokładność dawkowania bolusa: 0,1 jedn.,

Szybkie wykrywanie zatorów: maksymalny czas wykrywania zatoru w zestawie infuzyjnym jest krótszy niż 2 godziny, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka wystąpienia kwasicy ketonowej wywołanej przerwą w dostarczaniu insuliny, oraz na zmniejszenie straty insuliny na skutek okluzji w cewniku,

Zabezpieczenia:

blokada klawiatury i blokada dawki podstawowej,

alarmy dźwiękowe i wibracyjne,

Pamięć:

bolusy, całkowite dawki dzienne, tymczasowe, dawki podstawowe, alarmy,

Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem: IPX8,

Zasilanie: bateria AA.

Pompa współpracuje z glukometrem Accu-Chek Performa Combo na zasadzie dwukierunkowej, bezprzewodowej komunikacji w technologii Bluetooth®, w systemie, gdzie pompa podaje insulinę, a glukometr służy do pomiaru glikemii i dzięki wbudowanemu kalkulatorowi bolusa oblicza dawki bolusów do posiłku lub do korekty glikemii oraz służy do zdalnej obsługi pompy.

Parametry Accu-Chek Performa Combo

- Wymiary: 82,5 x 56 x 21
- Waga: Pusta pompa: 80 g Pompa z pełną ampułką, baterią i zestawem infuzyjnym: 110 g
- Dopuszczalne temperatury:
 - Podczas pracy: od +5 do +40°C
 - Podczas transportu: od -20 do +50°C
- Dokładność dawkowania bazy - 0,05 jedn./godz
- Maksymalna dawka godzinowa
 - 25 jedn./godz.
- Maksymalna dawka godzinowa + maksymalne zwiększenie tymczasowej dawki podstawowej
 - 62,5 jed./godz.
- Kroki zwiększania godzinowej dawki podstawowej
 - 0,01 (do 1 jedn./godz.)
 - 0,05 (do 10 jed./godz.)
 - 0,1 (do 50 jedn./godz.)
- Profile: 6 rodzajów
- Blokada dawki: dostępna

W skład zestawu wchodzi:

- pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo
- pakiet serwisowy Accu-Chek (4 baterie AA, 1 adapter, 1 pokrywa baterii)
- kuferek na akcesoria
- pasek z rzepem biały
- etui ze sznurkiem