

Link do produktu: <https://redmed.pl/ponczocha-medyczna-na-pasku-premium-ccl-2-2-klasa-kompresji-p-974.html>

## Pończocha medyczna na pasku PREMIUM CCL 2 - 2 Klasa Kompresji

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Cena       | <b>174,22 zł</b>            |
| Dostępność | <b>Chwilowo niedostępny</b> |

### Opis produktu

Pojedyncza pończocha uciskowa na jedną nogę o 2 klasie kompresji. Zapewnia skuteczną terapię zaawansowanej postaci przewlekłej choroby żyłnej oraz gwarantując najwyższy komfort noszenia.

2 klasa kompresji: 23-32 mmHg

Najwyższej jakości medyczne produkty uciskowe z linii PREMIUM CCL 2 zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających pacjentów. Zostały wykonane w specjalnie opracowanej strukturze, przy użyciu najwyższej klasy surowców i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, dlatego są bezpieczne dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii oraz pięknie prezentują się na nogach.

Medyczne pończochy PREMIUM mają wysoką jakość stosowanych materiałów, najwyższą staranność wykonania, trwałość produktów, a przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo. Zastosowany w nich specjalistyczny ucisk, zmniejsza obrzęk spowodowany występowaniem zmian żylnych oraz stymuluje sprawne krążenie krwi, nawet w zaawansowanych stanach chorobowych.

#### Wskazania:

- żylakowatość (żylaki pierwotne i wtórne, żylaki w okresie ciąży, wspomagająco w leczeniu stwardnień żył, po zabiegach chirurgicznych przeprowadzanych na żyłach)
- zatorowość-zakrzepica (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, a także stan po zagojonym zapaleniu żył, głęboka zakrzepica żylna w nodze, stan po zakrzepicy, syndrom pozakrzepowy, profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów chodzących)
- przewlekła niewydolność żył (zapobieganie i leczenie wrzodów, niewydolność żył, angiodyspłazja)
- obrzęki (limfatyczne, w okresie ciąży, pourazowe, pooperacyjne, cykliczne obrzęki samoistne, stany zastoju na skutek unieruchomienia, syndrom zastoju stawowego, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

#### Opcje

Dostępne rozmiary: I, II, III, IV, V, VI  
Dostępne kolory: Czarny, Jasny beż, Ciemny beż, Granat, Grafit, Beż,  
Dostępne typy: z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym,  
Dostępne długości: krótkie, długie,

Pończocha może być na prawą lub lewą nogę.

W celu osiągnięcia gwarantowanej wartości leczniczej, należy dobrać odpowiedni rozmiar produktu poprzez zmierzenie obwodów obu nóg w miejscach wskazanych w tabeli rozmiarów.

|   | Miejsce pomiaru | Pomiar (cm)                                                        | I     | II    | III   | IV    | V     | VI    |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| T | cG              | Obwód 5 cm poniżej krocza (gdy pacjent stoi wyprostowany)          | 43-48 | 45-52 | 49-56 | 53-60 | 56-64 | 60-68 |
|   | cF              | Obwód w połowie uda                                                | 39-42 | 41-46 | 44-50 | 47-55 | 50-59 | 53-63 |
| G | cE              | Obwód na środku rzepki i nad tylną częścią kolana                  | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 37-45 | 39-48 | 41-51 |
|   | cD              | Obwód poniżej guzowatości kości piszczelowej (pod kolanem)         | 27-33 | 29-36 | 32-39 | 34-42 | 36-45 | 38-48 |
| D | cC              | Obwód łydki w największym obwodzie                                 | 28-34 | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 37-46 | 39-49 |
|   | cB <sub>1</sub> | Obwód w miejscu gdzie ścięgno Achillesa przechodzi w mięsień łydki | 23-27 | 24-29 | 26-32 | 29-35 | 31-37 | 33-39 |
| A | cB              | Obwód w kostce w miejscu najmniejszego obwodu                      | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |

Rajstopy, pończochy i podkolanówki PANI TERESA® są oferowane w dwóch długościach. Aby dobrać prawidłową długość należy zmierzyć wskazany poniżej odcinek nóg:

|                     | Pomiar | Short    | Normal   |
|---------------------|--------|----------|----------|
| RAJSTOPY, POŃCZOCHY | A G    | 62-71 cm | 72-83 cm |
| PODKOLANÓWKI        | A-D    | 34-38 cm | 39-44 cm |

Rajstopy, pończochy (pomiar A-G) – krótkie: 62-71 cm, długie: 72-83 cm.

Podkolanówki (pomiar A-D) – krótkie: 34-38 cm, długie: 39-44 cm.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**czubek otw/zam:** czubek zamknięty, czubek otwarty

**Długość:** K - krótkie, D - długie

**Noga:** Prawa, Lewa

**Kolor:** beżowy, ciemny beżowy, czarny, grafitowy, granatowy, jasny beżowy

**Rozmiar:** wybierz, I, II, III, IV, V, VI