

Link do produktu: <https://redmed.pl/ponczochy-medyczne-premium-ccl-2-2-klasa-kompresji-p-973.html>

Pończochy medyczne PREMIUM CCL 2 - 2 Klasa Kompresji

Cena

115,55 zł

Dostępność

Chwilowo niedostępny

Opis produktu

Wysokiej jakości pończochy uciskowe z 2 klasą kompresji mają zastosowanie w leczeniu przewlekłych chorób żylnych i obrzęków nóg oraz po operacyjnym usuwaniu żylaków kończyn dolnych.

2 klasa kompresji: 23-32 mmHg

Najwyższej jakości medyczne produkty uciskowe z linii PREMIUM CCL 2 zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających pacjentów, zapewniając skuteczną terapię zaawansowanej postaci przewlekłej choroby żylny oraz gwarantując najwyższy komfort noszenia.

Zostały wykonane w specjalnie opracowanej strukturze, przy użyciu najwyższej klasy surowców najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, dlatego są bezpieczne dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii oraz pięknie prezentują się na nogach.

Medyczne pończochy mają wysoką jakość stosowanych materiałów, najwyższą staranność wykonania, trwałość produktów, a przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo. Zastosowany w nich specjalistyczny ucisk, zmniejsza obrzęk spowodowany występowaniem zmian żylnych oraz stymuluje sprawne krążenie krwi, nawet w zaawansowanych stanach chorobowych.

Wskazania:

żylakowatość (żylaki pierwotne i wtórne, żylaki w okresie ciąży, wspomagająco w leczeniu stwardnień żył, po zabiegach chirurgicznych przeprowadzanych na żyłach)

zatorowość-zakrzepica (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, a także stan po zagojonym zapaleniu żył, głęboka zakrzepica żylna w nodze, stan po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy, profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów chodzących)


przewlekła niewydolność żył (zapobieganie i leczenie wrzodów, niewydolność żył, angiodyspazja)

obrzęki (limfatyczne, w okresie ciąży, pourazowe, pooperacyjne, cykliczne obrzęki samoistne, stany zastoju na skutek unieruchomienia, zespół zastoju stawowego, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

Opcje

- Dostępne rozmiary: I, II, III, IV, V, VI
- Dostępne kolory: Czarny, Jasny beż, Ciemny beż, Granat, Grafit, Beż,
- Dostępne typy: z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym,
- Dostępne długości: krótkie, długie,

W celu osiągnięcia gwarantowanej wartości leczniczej, należy dobrać odpowiedni rozmiar produktu poprzez zmierzenie obwodów obu nóg w miejscach wskazanych w tabeli rozmiarów.

	Miejsce pomiaru	Pomiar (cm)	I	II	III	IV	V	VI
	cG	Obwód 5 cm poniżej krocza (gdy pacjent stoi wyprostowany)	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
	cF	Obwód w połowie uda	39-42	41-46	44-50	47-55	50-59	53-63
	cE	Obwód na środku rzepki i nad tylną częścią kolana	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
	cD	Obwód poniżej guzowatości kości piszczelowej (pod kolanem)	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
	cC	Obwód łydki w największym obwodzie	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
	cB ₁	Obwód w miejscu gdzie ścięgno Achillesa przechodzi w mięsień łydki	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
	cB	Obwód w kostce w miejscu najmniejszego obwodu	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30

Rajstopy, pończochy i podkolanówki PANI TERESA® są oferowane w dwóch długościach. Aby dobrać prawidłową długość należy zmierzyć wskazany poniżej odcinek nóg:

	Pomiar	Short	Normal
RAJSTOPY, POŃCZOCHY	A G	62-71 cm	72-83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34-38 cm	39-44 cm

Rajstopy, pończochy (pomiar A-G) – krótkie: 62-71 cm, długie: 72-83 cm.

Podkolanówki (pomiar A-D) – krótkie: 34-38 cm, długie: 39-44 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , ciemny beżowy , czarny , grafitowy , granatowy , jasny beżowy

czubek otw/zam: czubek zamknięty , czubek otwarty

Długość: K - krótkie , D - długie

Rozmiar: wybierz , I , II , III , IV , V , VI