

Link do produktu: <https://redmed.pl/przenosny-analizator-moczu-urit-31-z-drukarka-p-598.html>

Przenośny Analizator moczu Urit 31 z drukarką

Cena	1 350,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	UrineAnalyzer
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Analizator moczu U31 jest nowoczesnym, niezawodnym i mieszczącym się w dłoni analizatorem wykonującym pomiar do 14 parametrów zawartych w moczu. Czytnik pasków do badania moczu został wyposażony w technologię Bluetooth, służącą do bezprzewodowego przesyłania danych do komputera lub drukarki. Dotykowy wyświetlacz oraz tylko jeden przycisk do operowania, sprawia iż analizator jest bardzo intuicyjny w obsłudze.

Uzyskane wyniki są wyświetlane na dużym czytelnym, kolorowym wyświetlaczu. Urządzenie jest wyposażone w port MicroUSB umożliwiający ładowanie, aktualizowanie i przesyłanie danych. Pomiar odbywa się za pomocą metody podwójnego odbicia fali świetlnej. Wykorzystywane długości fali: 470, 550, 620, 720 nm

Mobilny analizator U31 ma możliwość połączenia się z bezprzewodową drukarką, za pomocą której możemy drukować wyniki z przeprowadzonych badań również poza gabinetem.

Analizator do badania wykorzystuje jednorazowe odczynnikowe paski testowe z których szybko i precyzyjnie odczytuje wyniki.

Dostępne paski testowe:

- 11 parametrowe do U31
- 14 parametrowe do U31

Możliwość natychmiastowego wydruku wyników na miejscu. Razem z analizatorem Urit 31 w zestawie jest dedykowana drukarka bezprzewodowa.

Analizator odczytuje następujące parametry:

- leukocyty
- azotyny
- urobilinogen
- pH,
- erytrocyty (krew)
- ciężar właściwy
- ciała ketonowe – ketony
- bilirubinę
- glukozę
- kwas askorbinowy - witamina C
- białko
- wapń
- kreatyninę
- mikroalbuminy (albuminy)

Cechy Analizator moczu U31:

- Zasada pomiaru: metoda podwójnego odbicia fali świetlnej przy pomocy 4 LED o długości 470, 550, 620, 720nm
- Komunikacja: MicroUSB, Bluetooth
- Przygotowanie próbki: manualne zanurzenie
- Czas jednego oznaczenia: 60 sekund
- Pamięć wewnętrzna: do 1000 wyników
- Zasilanie: zasilacz 9V DC, 1.5A
- Wymiary: 120mm x 83mm x 31mm
- Waga: 180g

Dobierz odpowiednie paski testowe

- 14G do U31 badają 14 parametrów: leukocyty, azotyny, urobilinogen, pH, erytrocyty (krew), ciężar właściwy, ciała ketonowe – ketony, bilirubinę, glukozę, kwas askorbinowy - witamina C , białko, kreatyninę, mikroalbuminy (albuminy), wapń.
- 11G do U31 badają 11 parametrów: leukocyty, azotyny, urobilinogen, pH, erytrocyty (krew), ciężar właściwy, ciała ketonowe – ketony, bilirubinę, glukozę, kwas askorbinowy - witamina C, białko.

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paski testowe: Nie wybrano , 1 op. (14 parametrów) (+ 79,99 zł)