

Link do produktu: <https://redmed.pl/przenosny-fotometr-lactate-photometer-dp110-plus-z-zasilaczem-p-351.html>

Przenośny fotometr Lactate Photometer DP110 Plus z zasilaczem

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	DP-110
Producent	dr.Lange
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Urządzenie przeznaczone do pomiaru kwasu mlekowego oraz glukozy we krwi, najczęściej używane w obrębie sportu i rehabilitacji. Jest również używane w nagłych wypadkach i na oddziałach intensywnej terapii do stwierdzenia przyczyn zawału. Wartość hemoglobiny nie musi być mierzona osobno, jest obliczana przez urządzenie podczas pomiaru kwasu mlekowego i wyświetlona od razu na ekranie.

Aktualnym producentem jest firma Diaglobal.

Do wykonania testu wystarczy jest kropla krwi.

Urządzenie nie wymaga kalibracji, jest gotowe do działania od momentu włączenia go. Wszystkie filtry są zainstalowane, wystarczy wybrać parametr aby rozpocząć pomiar. Dzięki zastosowaniu diody, urządzenie nie wymaga wymiany lampy.

Analizator zapisuje wszystkie uzyskane wartości. Dzięki małej wadze może być używany jako urządzenie przenośne.

Dzięki przejrzystemu oprogramowaniu przesył danych oraz diagnoza jest bardzo prosta. Oprogramowanie działa na systemach: Windows Vista (32 i 64 -bitowy); Windows 7 (32 i 64 -bitowy); Windows 8; 8.1 (32 i 64 -bitowy); Windows 10 (32 i 64 -bitowy).

Cechy:

- Długość fali: 520 nm
- Możliwość połączenia z drukarką/komputerem
- Poziom hemoglobiny: wyliczany przez urządzenie
- Pamięć wyników
- Zasilanie: sieciowe lub bateria (9V)
- Wymiary: 19,5 x 10 x 4.5 cm
- Waga: 0,4 kg

Funkcje:

- Pomiar kwasu mlekowego (LAC 142) - seria pomiarów, do 20 jednocześnie, całkowity czas: 3 - 4 min.
- Szybki pomiar kwasu mlekowego (LAC 342) - szybki, pojedynczy pomiar, całkowity czas: 1 min.
- Glukoza (GLU 142)
- Hemoglobina obliczana przez urządzenie

Zestaw podstawowy zawiera:

- urządzenie Lactate Photometer DP110
- zasilacz sieciowy
- instrukcję obsługi

Opcja dodatkowa:

Walizka Diaglobal z akcesoriami

Urządzenie Vario Photometer plus DP 110 z zasilaczem i twardą walizką z akcesoriami:

- Kuweta na próbki
- Micropipeta z wymiłą końcówką
- Bateria 9V
- Worek na odpady medyczne
- Długopis
- Marker
- Notatnik
- Para rękawiczek jednorazowych
- Gaziki do dezynfekcji (Alkohol 70%)
- Nakłuwacze jednorazowe
- Suche gaziki
- Plastry

Do walizki Diaglobal z akcesoriami można dodać z osobna każdy z tych elementów*:

- podgrzewacz (37°C),
- wirówkę,
- pipetę automatyczną do 500 µl,
- rurki kapilarne 10 µl, 20 µl, 20 µl z heparyną, 60 µl, 100 µl,
- elektroniczny minutnik.

*Dodatkowe elementy można zamówić tylko z **Walizką Diaglobal z akcesoriami**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Walizka Diaglobal z akcesoriami*: Nie , Tak

Podgrzewacz*: Nie , Tak

Miniwirówka*: Nie , Tak

Pipeta 500 µl*: Nie , Tak

Minutnik*: Nie , Tak

Rurki kapilarne*: Nie , 10 µl - 250szt. , 20 µl - 250szt. , 20 µl z heparyną - 100szt. , 60 µl z heparyną - 5x20szt. , 100 µl - 250szt.