

Link do produktu: <https://redmed.pl/przenosny-koncentrator-tlenu-simplygo-mini-bateria-ext-p-1654.html>

Przenośny koncentrator tlenu SimplyGo Mini - bateria Ext

Cena	13 500,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	Philips Respironics

Opis produktu

Koncentrator tlenu SimplyGo Mini jest lekkim przenośnym urządzeniem zapewniającą zaspokojenie potrzeby dzisiejszych pacjentów domowej tlenoterapii.

Doskonałe rozwiązania technologiczne zastosowane w tym lekkim przenośnym koncentratorze tlenu zapewniają, że będzie niezawodne i wytrzymałe.

Koncentrator tlenu SimplyGo Mini z baterią Ext o wydłużonym czasie pracy.

- **Pulsacyjny tryb pracy**
- **Niewielka masa (2,7 kg);**
- **Bateria o długim czasie działania, do 9 godzin.**
- **Intuicyjny, czytelny dotykowy ekran LCD**
- **FAA Approved - możliwość przewożenia na pokładzie samolotu**
- **Wytrzymała i wygodna w użyciu walizka do przenoszenia urządzenia**

Koncentrator SimplyGo MINI objęty jest **24 miesięczną** gwarancją.

Stężenie tlenu

87 – 96% przy wszystkich ustawieniach dla ciśnienia atmosferycznego o wartości 14,7 psia (101 kPa) w temp. 21°C

Stężenie tlenu²	87–96% przy wszystkich ustawieniach <i>²Dla ciśnienia atmosferycznego o wartości 14,7 psia (101 kPa) w temp. 21°C</i>		
Ustawienia przepływu	Ustawienie	Nom. objętość impulsowa przy 20 oddechach/min	Maks. Minutowa objętość impulsowa
objętość wyjściowa:	1	11 ml	220 ml/min
	2	22 ml	440 ml/min
	3	33 ml	660 ml/min
	4	44 ml	880 ml/min
	5	50 ml	1000 ml/min
	<i>+/- 25% lub 6 ml, zależnie od tego, która wartość jest większa (przeciętnie 20 kolejnych impulsów) ponad nominalny zakres środowiskowy</i>		

Zestaw zawiera:

- Przenośny koncentrator tlenu SimplyGo Mini,
- Powiększona bateria litowo-jonowa z możliwością ładowania,
- walizka do przenoszenia sprzętu,
- przewody do zasilania prądem stałym (DC) i przemiennym (AC),
- torba na akcesoria i podręcznik użytkownika,
- kaniula 1 szt.