

Link do produktu: <https://redmed.pl/przenosny-koncentrator-tlenu-philips-respironics-simplygo-mini-bateria-std-p-1653.html>



Przenośny koncentrator tlenu Philips Respironics SimplyGo Mini - bateria Std

Cena	11 502,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	Philips Respironics

Opis produktu

Urządzenie SimplyGo Mini powstało z myślą o potrzebach dzisiejszych pacjentów. Doskonałe rozwiązania technologiczne zastosowane w tym lekkim przenośnym koncentratorze tlenu zapewniają, że będzie niezawodne i wytrzymałe.

Koncentrator tlenu SimplyGo Mini z standardową baterią.

- **Pulsacyjny tryb pracy**
- **Niewielka masa (2,3 kg);**
- **Bateria o długim czasie działania, do 4,5 h - 1szt.**
- **Intuicyjny, czytelny dotykowy ekran LCD**
- **FAA Approved - możliwość przewożenia na pokładzie samolotu**
- **Wytrzymała i wygodna w użyciu walizka do przenoszenia urządzenia**

Stężenie tlenu

87 - 96% przy wszystkich ustawieniach dla ciśnienia atmosferycznego o wartości 14,7 psia (101 kPa) w temp. 21°C

Stężenie tlenu²	87–96% przy wszystkich ustawieniach <i>²Dla ciśnienia atmosferycznego o wartości 14,7 psia (101 kPa) w temp. 21°C</i>		
Ustawienia przepływu	Ustawienie	Nom. objętość impulsowa przy 20 oddechach/min	Maks. Minutowa objętość impulsowa
objętość wyjściowa:	1	11 ml	220 ml/min
	2	22 ml	440 ml/min
	3	33 ml	660 ml/min
	4	44 ml	880 ml/min
	5	50 ml	1000 ml/min
	<i>+/- 25% lub 6 ml, zależnie od tego, która wartość jest większa (przeciętnie 20 kolejnych impulsów) ponad nominalny zakres środowiskowy</i>		

Zestaw zawiera:

- Przenośny koncentrator tlenu SimplyGo Mini,
- standardowa bateria litowo-jonowa z możliwością ładowania,
- walizka do przenoszenia sprzętu,
- przewody do zasilania prądem stałym (DC) i przemiennym (AC),
- torba na akcesoria i podręcznik użytkownika,
- kaniula 1 szt.

Koncentrator SimplyGo MINI objęty jest **24 miesięczną** gwarancją.