

Link do produktu: <https://redmed.pl/pts-connect-blu-adapter-adapter-bluetooth-do-urzadzenia-cardiochek-pa-p-1298.html>

PTS Connect Blu-Adapter™ - adapter Bluetooth do urządzenia CardioChek PA

Cena	500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	PTS 2747
Kod producenta	2747
Producent	.PTS Diagnostics
SKU	BS002747

Opis produktu

Adapter PTS Connect zapewnia łączność Bluetooth pomiędzy analizatorem CardioCheck PA a uniwersalnym rozwiązaniem PTS Connect, CardioChek Link lub innym systemem zarządzania tego typu. Dzięki łatwej konfiguracji i prostym instrukcjom parowania użytkownicy mogą szybko przesyłać dane do większości urządzeń wyposażonych w Bluetooth, działających z systemem Windows lub Android.

Rodzina analizatorów CardioChek do pomiaru lipidów i glukozy, dostarcza wyniki badań w zaledwie 90 sekund z próbki krwi z opuszka palca. Te przenośne, poręczne analizatory są zasilane na baterie, a paski testowe nie wymagają przechowywania w lodówce.

Rozwiązania PTS Connect oferują kompletne i dopracowane narzędzia do zarządzania zdrowiem, dając lekarzom możliwość cyfryzacji wyników badań, łatwy transfer danych bez dostępu do Internetu, a także kontakt z użytkownikami końcowymi i wsparcie profilaktyki zdrowia poprzez portal dostępny online. Rozwiązania PTS Connect umożliwiają lekarzom przebadanie większej ilości osób w szybszym czasie i są zaprojektowane tak by za pomocą usługi internetowej poprawiać zdrowie pacjentów, których dane i wyniki badań zostały zarejestrowane.

Zawartość Opakowania:

- moduł bluetooth
- instrukcja obsługi

Elementy opcjonalne:

- pts Connect Universal Solutions*
- inne rozwiązanie pozwalające na transfer danych do systemu telemedycznego*

* - rozwiązania wyceniane w oparciu o indywidualne zapytanie ofertowe.