

Link do produktu: <https://redmed.pl/pts-connect-blu-adapter-nakladka-na-cardiochek-p-1698.html>

PTS Connect Blu-Adapter - nakładka na CardioChek

Cena	520,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	PTS4718
Producent	.PTS Diagnostics
SKU	BS004718

Opis produktu

Urządzenie PTS Connect Blu-Adapter jest nakładką przeznaczoną do bezprzewodowego przesyłania wyników testów z urządzeń CardioChek® PA i CardioChek® Plus, za pomocą portu MEMo Chip® w analizatorach do urządzenia kompatybilnego z Bluetooth.

Łatwy transfer danych w trakcie następnego wydarzenia prozdrowotnego

PTS Connect Blu-Adapter wspomaga funkcjonalność profesjonalnych analizatorów CardioChek® PA i CardioChek® Plus.

Umożliwia automatyczne i bezprzewodowe zbieranie informacji biometrycznych, a następnie przesyłania ich przez Internet lub bez niego. Ma to kluczowe znaczenie dla sukcesu i bezpieczeństwa podczas wydarzeń na których wykonywane są badania gospodarki lipidowej czy glukozy dla wybranych populacji.

Może zmniejszyć liczbę błędów transkrypcji w porównaniu z ręcznym wprowadzaniem danych.