

Link do produktu: <https://redmed.pl/pts-connect-printer-iii-drukarka-termiczna-do-cardiochek-plus-pa-p-16.html>

PTS Connect Printer III - drukarka termiczna do CardioChek Plus PA

Cena	1 230,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	PTS2750
Kod producenta	2750 CardioChek_Printer-III
Producent	.PTS Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
SKU	BS002750

Opis produktu

Dedykowana drukarka wyników testów z urządzeń PTS Diagnostic CardioChek® i A1cNow+®. Umożliwia wykonanie fizycznej (papierowej) kopi rezultatów testu lub wykonanie kopi wyników z pamięci urządzenia.

Drukarka jest dedykowana do analizatora CardioChek® Plus, analizatora CardioChek® PA (wersja 2.55 i nowsze) oraz urządzenia PTS Connect Blu-Dock™ z systemu A1cNow+®.

Dzięki temu wyniki można przekazać pacjentowi lub załączyć do dokumentów.

Łatwa w obsłudze

Szybki wydruk wyników

Cechy drukarki:

- Technologia bezpośredniego druku termicznego eliminuje koszty tuszu, taśmy barwiącej i tonera.
- Wysoka szybkość, wysoka rozdzielczość druku 300 DPI.
- Ulepszony druk grafiki i kodów kreskowych.
- Podłączenie za pomocą USB i portu szeregowego.
- Automatyczny system przesuwania etykiet – łatwy w obsłudze.
- Kompaktowy wygląd pozwala oszczędzić miejsce na biurku.

Charakterystyka drukarki:

- Szerokość etykiety: 58mm
- Rozdzielczość 300 DPI
- Szybkość druku: 2-3 sek.na jedną etykietę
- Połączenie: Za pomocą przewodu USB i RS-232
- Zasilanie: Od 11.4 V do 12.6 V DC
- Wymiary: 157.9mm wysokości; 117mm szerokości; 160.9mm długości
- Waga: 490 gramów

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Etykiety termiczne: Nie , 1 rolka (+ 80,00 zł) , 6 rolek (+ 299,70 zł)