

Link do produktu: <https://redmed.pl/pts-panels-lipideglu-smart-bundle-paczka-multi-testow-cholesterol-calkowity-hdl-trójglicerydy-glukoza-15-szt-do-cardiochek-plus-p-1183.html>



PTS Panels Lipid+eGlu Smart Bundle - paczka multi-testów cholesterol całkowity, HDL, trójglicerydy, glukoza - 15 szt do CardioChek Plus

Cena	520,00 zł
Dostępność	Na zamówienie - do 14 dni
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	PTS 2729
Kod producenta	BS002729-HX
Producent	.PTS Diagnostics
SKU	BS002729-HX

Opis produktu

Zestaw zaawansowanych testów diagnostycznych dla [profesjonalnego systemu CardioChek Plus](#). Zestaw Smart Bundle umożliwia przeprowadzenie szybkich i kompleksowych badań na miejscu. bez potrzeby odsyłania do laboratorium.

CardioChek Plus Smart Bundle to świetna okazja do uzyskania narzędzia wspomagającego diagnostykę POCT. Zestaw umożliwia wykonanie szybkiego i precyzyjnego oznaczania 6 parametrów metabolicznych:

- glukozy (GLU)
- cholesterolu całkowitego (TC)
- cholesterolu HDL
- trójglicerydów (TG)
- cholesterolu LDL
- stosunek TC/HDL

Analiza wszystkich parametrów przeprowadzana jest jednocześnie w ciągu 2 min. Przy wielokrotnych testach pozwala to zaoszczędzić dużo czasu.

Zestaw zawiera testy eGLU do ilościowego pomiaru stężenia glukozy z krwi pełnej oraz testy Panelu Lipidowego do pomiaru parametrów gospodarki lipidowej: cholesterolu całkowitego (TC), frakcji HDL i trójglicerydów (TG). Dodatkowo CardioChek Plus samodzielnie oblicza poziom cholesterolu LDL i stosunek TC/HDL.

Zestaw składa się z opakowania testów Panelu Lipidowego i opakowania eGlu, każde po 15 testów.

Zakresy pomiarowe:

- cholesterol całkowity (TC): 100-400 mg/dl (2,59-10,36 mmol/l)
- cholesterol HDL: 15-100 mg/dl (0,39-2,59 mmol/l)
- trójglicerydy (TG): 50-500 mg/dl (0,56-5,65 mmol/l)
- cholesterol LDL: 50-200 mg/dl (1,30-5,18 mmol/l)
- glukoza: 40-600 mg/dl (2.22-33.3 mmol/l)



UWAGA !
Paski testowe działają wyłącznie w analizatorze CardioChek Plus.

[CardioChek urządzenie do testów cholesterolu, HDL, LDL, trójglicerydów, glukozy.](#)