

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-md2000a-e-dla-pogotowia-ratowniczego-do-karetki-p-84.html>

Pulsoksymetr MD2000A-E dla pogotowia ratowniczego do karetki

Cena	2 499,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	MD2000A-E
Producent	.ChoiceMMed Europe

Opis produktu

Pulsoksymetr przenośny 2000A-E przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO2) oraz pulsu (PR) w dowolnym miejscu. Można go stosować u pacjentów dorosłych, dzieci i u noworodków. Przeznaczony jest dla lekarzy rodzinnych, przychodni jak i dla szpitali, a także jako wyposażenie karetek pogotowia. Na wyposażeniu jest specjalny kabel do zasilania w karetkach pogotowia.

Parametry techniczne:

- Nasycenie tlenem (SpO2)
 - Zakres: 0-100%
 - Rozdzielczość: 1%
 - Dokładność:
 - 80%-100% +/- 2%
 - 70%-79% +/- 3%
- Częstość Pulsu (PR)
 - Zakres: 30-235sk./min
 - Rozdzielczość: +/-1 sk./min
 - Dokładność: +/-2 sk./min lub +/-2 %
- Alarm
 - Alarm: SpO2, czujnik odłączony, niski poziom energii
- Wyświetlacz
 - Typ: LCD 3,5"
- Drukarka
 - Typ: Wbudowana (papier 48mm)
- Warunki Pracy
 - Dopuszczalna temperatura: 5°C - 40°C
 - Temperatura przechowywania: -20°C - 55°C
- Klasyfikacja
 - Bezpieczeństwo: IEC Standard 61601-1-1
- Pamięć
 - Dane: łączne 72 godziny dla 1-100 użytkowników
- Wymiary
 - Rozmiar: 296x170x96 mm
- Zasilanie
 - Typ: bateria akumulator wbudowana, wymienna, Czas pracy: około 24 godz. w normalnych warunkach bez drukowania
- Najważniejsze cechy:
 - duża dokładność i niezawodność działania
 - duży wyświetlacz 3,5" w wyraźny sposób pokazuje jednocześnie falę i słupek PLETH i dane numeryczne oraz wykresy
 - łatwy w użyciu
 - alarm audio-wizualny parametrów fizjologicznych i technicznych
 - wykres 72-godz. trendu SpO2 i częstości pulsu,

- wbudowane baterie z możliwością ładowania
- waga 1 kg
- przeznaczony dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków - opcja w zależności od użytego czujnika
- wbudowana drukarka - opcja
- możliwość transmisji danych - opcja

- Zawartość opakowania:
 - 1 x Pulsoksymetr 2000A-E
 - 1 x czujnik dla dorosłych, klips na palec, długość 3 metry.
 - bateria do ładowania
 - specjalny przewód do uziemienia urządzenia do zastosowań szpitalnych,
 - torba transportowa, pomarańczowo czarna,
 - 1 x instrukcja obsługi w języku polskim
 - karta gwarancyjna
 - Kolor pomarańczowy lub biały

- Zastosowanie:
 - dorośli, młodzież, dzieci, noworodki
 - przychodnie, szpitale, dom,
 - karetki pogotowia

- Dodatkowe opcje:
 - Drukarka termiczna
 - Torba transportowa
 - sensory neonatalny (noworodkowy), dziecięcy, dla dorosłych opcji silikonowej i klips

Standardowa gwarancja na pulsoksymetry przy zakupie na firmę związaną z medycyną to 12 miesięcy.

System kontroli jakości



Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.