

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-md300c2-napalcowy-choicemed-europe-oxywatch-na-palec-premium-p-76.html>



## Pulsoksymetr MD300C2 napalcowy ChoiceMMed Europe OxyWatch na palec, PREMIUM

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cena                   | <b>129,60 zł</b>                                      |
| Dostępność             | <b>Dostępny</b>                                       |
| Czas wysyłki           | <b>dzień roboczy do 13:00</b>                         |
| Numer katalogowy       | <b>CHM300C2</b>                                       |
| Kod producenta         | <b>MD300C2</b>                                        |
| Producent              | <b>.ChoiceMMed Europe</b>                             |
| Producent              | <b>Beijing Choice Electronic Technology Co., LTD.</b> |
| Podmiot Odpowiedzialny | <b>Shanghai International Holding Corp. GmbH</b>      |

### Opis produktu

[Zapytaj o cenę hurtową. 10 lub 100 szt.](#)

## Pulsoksymetr MD300C2 medyczny z certyfikatem jednostki notyfikacyjnej oraz VAT 8% jak na sprzęt medyczny.

jest przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru wysycenia tlenem hemoglobiny (SpO2) tzw. saturacji u dzieci powyżej 2 roku życia oraz osób dorosłych. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, aby dokonać pomiaru wystarczy założyć pulsoksymetr na palec i po kilku sekundach odczytać wynik na wyświetlaczu. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pracy zawodowej, jak również do używania w domu.

### Opis produktu - cechy:

- Przeznaczony do użycia w klinikach, szpitalach, przychodniach, przez lekarzy rodzinnych, położne środowiskowe, w sporcie, pogotowie ratunkowe, straż pożarną oraz do użytku domowego,
- Kompaktowe urządzenie czujnik i wyświetlacz,
- Dokładny pomiar nasycenia krwi tlenem (saturacja) oraz częstotliwości tętna HR (puls),
- Wyniki pomiarów saturacji oraz tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres, słupki lub linia,
- 6 trybów wyświetlania w 4 kierunkach,
- 10 poziomów regulacji jasności wyświetlacza,
- Niski pobór prądu,
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii,
- Niewielkie wymiary: 58mm(Sz)×32mm(W)×34mm(D) sprawiają, że urządzenie jest wygodne do przenoszenia,
- Kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 160 x 64 piksele,
- Zakres pomiarowy saturacji: 70 - 100 %,
- Zakres pomiarowy częstotliwości tętna 30 - 250 bpm (uderzeń na minutę),
- Zasilanie: 2 baterie alkaliczne typu AAA bądź akumulatorki,
- 30 godzin ciągłej pracy

- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Automatyczny wyłącznik



**Zastosowanie:**

- młodzież, dorośli
- osoby prywatne
- lekarze rodzinni
- przychodnie

**Parametry techniczne:**

**Nasycenie tlenem (SpO2)**

- Zakres: 70-100%
- Rozdzielczość: 1%,  $\pm 2\%$ ,

**Częstość Pulsu (PR)**

- Zakres: 30 - 250 sk./min
- Rozdzielczość: 1 bpm,  $\pm 2\%$ ,

### Wyświetlacz

- Typ: LCD
- słupki, wykres, linia,
- 6 trybów wyświetlania
- 10 poziomów regulacji jasności,

### Warunki Pracy

- Automatyczny wyłącznik.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

### Wymiary

- 58mm(Sz)×32mm(W)×34mm(D)

### Zasilanie

- 30h ciągłej pracy na baterii,
- Zasilanie 2 x bateria AAA,
- Waga 48g z bateriami, 28g bez baterii,

### Zawartość opakowania:

- Pulsoksymetr MD300C2
- instrukcja obsługi w języku polskim
- smycz na szyję
- 2x baterie AAA
- futerał
- gumowy ochraniacz.

### Certyfikaty

Urządzenie posiada certyfikat CE dla urządzeń medycznych (zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG) EN ISO 13485:2003

### System kontroli jakości



Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.