

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-md300m-czujnik-dla-noworodka-neonatalny-dla-dzieci-dla-doroslych-do-wyboru-p-80.html>



Pulsoksymetr MD300M - czujnik dla noworodka, neonatalny, dla dzieci, dla dorosłych do wyboru

Cena	685,80 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MD300M
Kod EAN / GETIN	3815793100175
Producent	.ChoiceMMed Europe

Opis produktu

Z uwagi na swój mały rozmiar, wysoką jakość wykonania, przenośność i łatwość obsługi jest doskonałym produktem zarówno do użytku domowego jak i dla profesjonalistów. Wykonany z wysokiej klasy plastiku. Posiada wyraźny kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2.4" z rozdzielczością 320 x 120pt. Sposób prezentacji wyników przedstawiony w postaci krzywej pletyzmograficznej oraz w wartościach cyfrowych. Wbudowany głośnik sygnalizujący wykrycie pulsu, oraz ustawne alarmy. Ponadto posiada wyraźne lampki zasilania oraz alarmu.

Pulsoksymetr przenośny MD 300M przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO2) oraz pulsu (PR) w dowolnym miejscu. Można go stosować u pacjentów dorosłych, dzieci i u noworodków. Przeznaczony jest dla lekarzy rodzinnych, przychodni jak i dla szpitali.

MD 300M można podłączyć do komputera z gniazdem USB za pomocą dołączonego do zestawu kabla, a następnie przy użyciu oprogramowania dołączonego do urządzenia odczytać wyniki z pamięci.

Specyfikacja Techniczna

Przeznaczenie dla dorosłych, dzieci i noworodków.

Budowa

- Wymiary: 125mm * 60mm* 30mm
- Waga: 195g (bez baterii)

Saturacja SpO2

- Zakres pomiarowy: 70% - 100%
- Rozdzielczość: 1%
- Dokładność: 70% - 100%: ± 3 jednostki
- 0%- 69%: nie zdefiniowano

Tętno

- Zakres pomiarowy: 30 - 235 bpm
- Rozdzielczość: 1 bpm
- Dokładność: ± 2 bpm lub 2%
- Intensywność Pulsu: Wykres słupkowy

Wyświetlacz

- Typ: Kolorowy 2.8" TFT
- Wyświetlane dane: SpO2, PR, wykresy

- Kontrast: Regulowany

Alarm

- Alarm: SpO2, PR, Probe off, rozładowane baterie
- Tryby: Dźwiękowy, wizualny, informacyjny

Pamięć

- Zapis danych: do 72 godzin
- Numer ID pacjenta: 1 - 127

Warunki otoczenia

- Temperatura pracy: 5°C - 40°C
- Temp. Przechowywania: -20°C - 55°C
- Wilgotność: ≤80%

Funkcje dodatkowe

- bluetooth

Zawartość Opakowania

- Pulsoksymetr MD 300M
- instrukcja obsługi PL,
- baterie 3x AA
- kabel USB
- oprogramowanie do odczytu wyników
- **Sensor klips na palec dla dorosłych 0,9m**
- oprogramowanie do odczytu wyników - instrukcja instalacji z linkiem do oprogramowania online

Sensor SpO2 do wyboru:

- sensor silikonowy dla dorosłych na palec,
- sensor pediatryczny klips na palec,
- sensor pediatryczny silikon na palec,
- sensor neonatalna opaska silikonowa.

Standardowa gwarancja na pulsoksymetry przy zakupie na firmę związaną z medycyną to 12 miesięcy.

System kontroli jakości



Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485. ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:



Sensor do wyboru: Klips dla dorosłego , Klips na Palec dla dorosłego + opaska neonatalna (+ 135,00 zł)