

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-medyczny-premium-choicemed-md300c29-p-1692.html>

Pulsoksymetr medyczny premium ChoicemMed MD300C29

Cena	69,99 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	MD300C29
Producent	.ChoiceMMed Europe
Producent	Beijing Choice Electronic Technology Co., LTD.
Podmiot Odpowiedzialny	Shanghai International Holding Corp. GmbH

Opis produktu

Pulsoksymetr MD300C29 jest przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru wysycenia tlenem hemoglobiny (SpO2) u osób dorosłych, młodzieży oraz starszych dzieci. Model przeznaczony do użytku profesjonalnego. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, by dokonać pomiaru wystarczy założyć pulsoksymetr na palec i po kilku sekundach odczytać wynik na wyświetlaczu.

Najważniejsze cechy:

- Wyświetlanie wartości saturacji (SpO2)
- Wyświetlanie wartości częstotliwości tętna
- zasilanie 2xAAA
- certyfikowane pulsoksymetry medyczne

Zastosowanie:

- młodzież, dorośli, starsze dzieci (w przypadku dzieci gdyż mają mały palec pomiar może być utrudniony. Dlatego w takim przypadku zalecamy zakup pulsoksymetru dziecięcego)
- lekarze rodzinni, przychodnie, izby przyjęć

Certyfikaty

Urządzenie posiada certyfikat CE dla urządzeń medycznych

Zakup pulsoksymetru bez certyfikatu medycznego stanowi ryzyko uzyskania zafałszowanego wyniku badania. Błędny wynik może doprowadzić do powstania wielu chorób, a nawet śmierci.

Producent: ChoiceMMed Europe

Specyfikacja techniczne:

- Pomiar saturacji SpO2: 35-100%, pomiar tętna PR: 30-250BPM
- Dokładność: +/- 2% (70%-99%), niesprecyzowana poniżej 69% dla SpO2, +/- 2BPM lub 2% (przy wysokim pulsie) dla PR
- Rozdzielczość: Saturacja (SpO2): 1%, Częstotliwość tętna: 1 sk/min. Dokładność 70%-100%: ±3 jednostki
- automatyczne wyłączenie



Wyświetlacz

- Typ: OLED
- Parametry wyświetlane: SpO2, PR, Pulse bar
- Tryby wyświetlania: 6 ustawień

Waga

- Z bateriami: 50g

Zasilanie

- Zasilanie: 2x AAA

Gwarancja

- 1 rok

Zawartość opakowania:

- Pulsoksymetr ChoiceMMed Europe MD300C29
- baterie 2xAAA
- smycz
- instrukcja