

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-na-palec-choicemed-europe-md300c13-oxywatch-premium-led-energooszczedny-dla-nzoz-poz-p-1684.html>



Pulsoksymetr na palec ChoiceMMed Europe MD300C13 OxyWatch Premium LED energooszczędny dla NZOZ POZ

Cena	49,99 zł
Cena poprzednia	99,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	CHM300C13
Kod producenta	MD300C13
Producent	.ChoiceMMed Europe
Producent	Beijing Choice Electronic Technology Co., LTD.
Podmiot Odpowiedzialny	Shanghai International Holding Corp. GmbH

Opis produktu

Pulsoksymetr MD300C2 medyczny z certyfikatem jednostki notyfikacyjnej oraz VAT 8% na sprzęt medyczny.

[Zapytaj o cenę hurtową. 10 lub 100 szt.](#)

Pulsoksymetr ChoiceMMed Europe OxyWatch MD300C13 Premium z wyświetlaczem LED do nieinwazyjnego pomiaru pulsu i nasycenia tlenem hemoglobiny tętnicznej (SpO2) na palcu.

Ma zastosowanie w służbie zdrowia, placówkach medycznych, przychodniach i szpitalach.

Może być również używany w domu przez pacjentów, oraz osoby chcące samodzielnie monitorować puls i nasycenie tlenem.

Rozmiar zacisku na palec jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów. W przypadku pacjentów z mniejszym palcem, można umieścić paznokcie bezpośrednio pod lampą LED i trzymać palec nieruchomo podczas pomiaru. Ostrożnie można go stosować również u niemowląt i dzieci.

C € 0123



Najważniejsze cechy:

- Pomiar saturacji SpO2%,
- puls (PR),
- Wskaźnik paskowy reprezentujący siłę tętna do wykonania prostej oceny.
- Prosty w obsłudze i wygodny w użyciu
- Wyświetlacz LED
- Lekki, niewielki (masa to 50 g z bateriami).
- Niskie zużycie energii, 2 baterie rozmiarze AAA pozwalają na nieprzerwane działanie przez 30 godz.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii.
- Automatyczne wyłączanie.

Zastosowanie:

- Dorośli
- Warunkowo dzieci

Parametry techniczne:**Producent: ChoiceMMed Europe**

- Prezentacja graficzna: słupek
- 30h ciągłej pracy na baterii,
- Zasilanie 2 x bateria AAA,
- Waga 50g z bateriami, 25g bez baterii,
- Rozmiar: 58 mm(Sz) × 32 mm(W) × 34mm(D)
- Automatyczny wyłącznik.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii,
- Wyświetlacz LED

Saturacja (SpO2)

- Zakres: 70-100%
- Rozdzielczość: +/-1%

Dokładność:

- 80% - 100%: +/-2%
- 70% 79%: +/-3%

Tętno (PR)

- Zakres: 30-235 sk./min
- Rozdzielczość: +/-1 sk./min

Dokładność:

- 30 - 99 $\pm$ 2bpm
- 100 - 235 $\pm$ 2%

Zestaw zawiera:

- Pulsoksymetr OxyWatch MD300C13 Premium
- smycz do pulsoksymetru,
- futerał,
- 2 x bateria AAA,
- instrukcja obsługi,
- gumowy przeźroczysty futerał ochronny

Gwarancja

- Standard 2 lata
- Wyłączenie przedsiębiorców do 12 miesięcy.

***Dodatkowy okres gwarancji nie dotyczy użytkowników profesjonalnych**

System kontroli jakości

Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.