

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-na-palec-choicemed-europe-md300c5-niebieski-dla-niemowlaka-dziecka-p-64.html>



Pulsoksymetr na palec ChoiceMMed Europe MD300C5 niebieski - dla niemowlaka, dziecka

Cena	129,60 zł
Cena poprzednia	159,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	CH300C5N
Kod producenta	MD300C5N - niebieski
Producent	.ChoiceMMed Europe
Producent	Beijing Choice Electronic Technology Co., LTD.
Podmiot Odpowiedzialny	Shanghai International Holding Corp. GmbH

Opis produktu

ChoiceMMed Europe





Pulsoksymetr pediatryczny ChoiceMMed Europe MD300C5 przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO₂) w dowolnym miejscu. Można go stosować u pacjentów nawet od 1 tygodnia życia. Użytkowanie uzależnione jest od wielkości największego palca. Noworodek o standardowej wadze ok 3,5 kg już w 2 tygodniu może go używać. Przeznaczony jest dla lekarzy rodzinnych, przychodni jak i dla szpitali.

Najważniejsze cechy:

Pomiar saturacji SpO₂%, pulsu (PR), słupek lub fala/linia PLETH prezentowane na wyświetlaczu LCD.

Prosty w obsłudze i wygodny w stosowaniu z regulowanym (10 poziomów jasności) podświetlanym wyświetlaczem LCD.

Wyświetlacz LCD o 4 trybach wyświetlania.

Lekki, niewielki (masa to 50 g z bateriami).

Niskie zużycie energii, 2 baterie rozmiarze AAA pozwalają na nieprzerwane działanie przez 30 godz.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii.

Zastosowanie:

dzieci, niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia,



Parametry techniczne:

Producent: ChoiceMMed Europe

Prezentacja graficzna:

- słupek, i wykres
- 6 trybów wyświetlania,
- 30h ciągłej pracy na baterii,
- Zasilanie 2 x bateria AAA,
- Waga 50g z bateriami, 25g bez baterii,
- Rozmiar: 50mm(Sz)×28mm(W)×28mm(D)
- Automatyczny wyłącznik.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii,
- Wyświetlacz kolorowy 1" , TFT,

**Saturacja (SpO2)**

- Zakres: 70-100%
- Rozdzielczość: +/-1%
- Dokładność:
 - 80% - 100%: +/-2%
 - 70% 79%: +/-3%
 - 0%-69%: nieokreślona

Tętno (PR)

- Zakres: 30-235 sk./min
- Rozdzielczość: +/-1 sk./min
- Dokładność:

- 30 -100 $\pm$ 2bpm
- 101 - 235 $\pm$ 2%

Zestaw zawiera:

- Pulsoksymetr ChoiceMMed Europe MD300C5 niebieski,
- smycz do pulsoksymetru,
- futerał,
- 2 x bateria AAA,
- instrukcja obsługi,
- gumowy przeźroczysty futerał ochronny,

Gwarancja

- Standardowa 2 lata
- W przypadku zakupu do użytku profesjonalnego, gwarancja 12 miesięcy

System kontroli jakości

Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.