

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-na-palec-choicemed-europe-md300c54-swinka-dla-novorodka-niemowlaka-dziecka-p-67.html>



Pulsoksymetr na palec ChoiceMMed Europe MD300C54 świnka, dla noworodka, niemowlaka, dziecka

Cena	129,60 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MD300C54 Świnka
Producent	.ChoiceMMed Europe
Producent	Beijing Choice Electronic Technology Co., LTD.
Podmiot Odpowiedzialny	Shanghai International Holding Corp. GmbH
Gwarancja	Dodatkowy okres gwarancji nie dotyczy użytkowników profesjonalnych

Opis produktu

ChoiceMMed Europe



Pulsoksymetr pediatryczny ChoiceMMed Europe MD300C54 przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętnicznej (SpO2) w dowolnym miejscu. Można go stosować u pacjentów nawet od 1 tygodnia życia. Użytkowanie uzależnione jest od wielkości największego palca. Noworodek o standardowej wadze ok 3,5 kg już w 2 tygodniu może go

używać. Przeznaczony do użytkowania w warunkach domowych, klinicznych, szpitalnych a także do użytku w gabinecie lekarskim. Ten model charakteryzuje się delikatnym zaciśnięciem i przyjaznym wyglądem.

Najważniejsze cechy:

- Pomiar SpO2%, pulsu (PR), słupek lub fala/linia PLETH prezentowane na wyświetlaczu LCD
- prosty w obsłudze i wygodny w stosowaniu z regulowanym (10 poziomów jasności) podświetlanym wyświetlaczem LCD
- wyświetlacz LCD o 4 trybach wyświetlania
- lekki, niewielki (masa to 50g z bateriami)
- niskie zużycie energii, 2 baterie rozmiarze AAA pozwalają na nieprzerwane działanie przez 30 godz.
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Zastosowanie:

- dzieci, niemowlęta powyżej 1 tygodnia życia,

**Parametry techniczne:**

Producent: ChoiceMMed Europe

Wyświetlacz

- Typ: LCD

Parametry:

- SpO2 - Saturacja (hemoglobiny tlenem),

- PR - Tętno
- słupek i fala
- Pleth.

Alarmy:

- niski poziom baterii

Saturacja (SpO2)

- Zakres: 70-100%
- Rozdzielczość: +/-1%
- Dokładność:
 - 80% - 100%: +/-2%
 - 70% 79%: +/-3%
 - 0%-69%: nieokreślona

Tętno (PR)

- Zakres: 30-235 sk./min
- Rozdzielczość: +/-1 sk./min
- Dokładność:
 - 30 -100 $\pm$ 2bpm
 - 101 - 235 $\pm$ 2%

Zasilanie

- Typ: 2 baterie alkaliczne lub akumulatorki (AAA)
- Pobór prądu: poniżej 30mA
- Napięcie: 2.6-3.6V

Warunki pracy

- Dopuszczalna temperatura: 0°C - 50°C
- Temperatura przechowywania: -10°C - 60°C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 15% - 95%
- Wilgotność przechowywania: 10% - 95%

Zawartość opakowania:

- Pulsoksymetr ChoiceMMed Europe MD300C54
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- smycz do powieszenia na szyi,
- gumowe etui na urządzenie
- karta gwarancyjna,
- 2 x AAA,
- futerał.

Gwarancja*

- Standardowa 1 rok
- Opcjonalnie 2 lata (+35,00 pln)
- Opcjonalnie 3 lata (+ 60,00 pln)

***Dodatkowy okres gwarancji nie dotyczy użytkowników profesjonalnych**

System kontroli jakości



Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.



Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja*: Standard 1 rok , Opcja 2 lata (+ 35,00 zł), Opcja 3 lata (+ 60,00 zł)