

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-na-palec-choicemmed-europe-md300c53-zabka-dla-novorodka-niemowlaka-dziecka-p-66.html>



Pulsoksymetr na palec ChoiceMMed Europe MD300C53 żabka, dla noworodka, niemowlaka, dziecka

Cena	135,00 zł
Cena poprzednia	159,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	CHMD300C53Z
Kod producenta	MD300C53 żabka

Opis produktu

ChoiceMMed Europe





Pulsoksymetr pediatriczny ChoiceMMed Europe MD300C53 przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO₂) w dowolnym miejscu. Można go stosować u pacjentów nawet od 1 tygodnia życia. Użytkowanie uzależnione jest od wielkości największego palca. Noworodek o standardowej wadze ok 3,5 kg już w 2 tygodniu może go używać. Przeznaczony do użytkowania w warunkach domowych, klinicznych, szpitalnych a także do użytku w gabinecie lekarskim.

Najważniejsze cechy:

- Pomiar SpO₂%, pulsu (PR), słupki lub fala/linia PLETH prezentowane na wyświetlaczu LCD
- prosty w obsłudze i wygodny w stosowaniu z regulowanym (10 poziomów jasności) podświetlanym wyświetlaczem LCD
- wyświetlacz LCD o 4 trybach wyświetlania
- lekki, niewielki (masa to 50g z bateriami)
- niskie zużycie energii, 2 baterie rozmiarze AAA pozwalają na nieprzerwane działanie przez 30 godz.
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

Zastosowanie:

- dzieci, niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia,

**Parametry techniczne:**

Producent: ChoiceMMed Europe

Wyświetlacz

- Typ: LCD

Parametry na wyświetlaczu:

- SpO2,
- PR,
- słupki i fala
- Pleth.

Alarmy:

- niski poziom baterii

Saturacja (SpO2)

- Zakres: 70-100%
- Rozdzielczość: +/-1%
- Dokładność:
 - 80% - 100%: +/-2%
 - 70% 79%: +/-3%
 - 0%-69%: nieokreślona

Tętno (PR)

- Zakres: 30-235 sk./min
- Rozdzielczość: +/-1 sk./min
- Dokładność:
 - 30 -100 ± 2 bpm
 - 101 - 235 $\pm 2\%$

Zasilanie

- Typ: 2 baterie alkaliczne lub akumulatorki (AAA)
- Pobór prądu: poniżej 30mA
- Napięcie: 2.6-3.6V

Warunki pracy

- Dopuszczalna temperatura: 0°C - 50°C
- Temperatura przechowywania: -10°C - 60°C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 15% - 95%
- Wilgotność przechowywania: 10% - 95%

Zawartość opakowania:

- Pulsoksymetr ChoiceMMed Europe MD300C53,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- smycz do powieszenia na szyi,
- karta gwarancyjna,
- gumowy ochraniacz,
- 2 x AAA,
- futerał.

Gwarancja

- Standardowa 2 lata
- W przypadku zakupu do użytku profesjonalnego, gwarancja 12 miesięcy

UWAGA !!!

Użytkowanie przez dzieci do 1 roku uwarunkowane jest ruchliwością dziecka, oraz wielkością paluszka.

System kontroli jakości



Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.