

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-na-palec-md300c1-p-79.html>

Pulsoksymetr na palec, MD300C1

Cena	200,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	300C1
Producent	Red Med Diagnostic
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Pulsoksymetr na palec przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO2) w dowolnym miejscu. Można go stosować u pacjentów dorosłych oraz nastoletnich.

Wyświetlacz diodowy LED,

Parametry:

- saturacja SpO2%, Zakres 70-100%, rozdzielczość 1%, $\pm 2\%$,
- PR tętno, zakres 30 - 235 bpm, rozdzielczość 1 bpm, $\pm 2\%$,

Prezentacja graficzna:

- 1 tryb pracy,
- 30h ciągłej pracy na baterii,
- Zasilanie 2 x bateria AAA,
- Waga 50g z bateriami, 28g bez baterii,
- Wymiary: 58mm(Sz)×32mm(W)×34mm(D)
- Automatyczny wyłącznik.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii,
- Gwarancja 2 lata lub 5 lat opcja płatna, szczegóły w karcie gwarancyjnej.

Zastosowanie:

- młodzież, dorośli
- osoby prywatne
- lekarze rodzinni
- przychodnie

Standardowa gwarancja na pulsoksymetry przy zakupie na firmę związaną z medycyną to 12 miesięcy.

System kontroli jakości



Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.