

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-na-palec-md300c22-p-77.html>

Pulsoksymetr na palec, MD300C22

Cena	300,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	300C22
Producent	.ChoiceMMed Europe
Producent	Beijing Choice Electronic Technology Co., LTD.
Podmiot Odpowiedzialny	Shanghai International Holding Corp. GmbH

Opis produktu

Pulsoksymetr na palec przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO2) w dowolnym miejscu. Można go stosować u pacjentów dorosłych oraz nastoletnich.

Wyświetlacz dwukolorowy OLED,

Parametry:

- saturacja SpO2%, Zakres 70-100%, rozdzielczość 1%, $\pm 2\%$,
- PR tętno, zakres 30 - 235 bpm, rozdzielczość 1 bpm, $\pm 2\%$,
- Prezentacja graficzna:
- słupek, wykres, linia,
- 6 trybów wyświetlania,
- 10 poziomów regulacji jasności,
- 30h ciągłej pracy na baterii,
- Zasilanie 2 x bateria AAA,
- Waga 48g z bateriami, 28g bez baterii,
- Wymiary: 58mm(Sz) x 32mm(W) x 34mm(D)
- Automatyczny wyłącznik.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii,
- Gwarancja standardowa 2 lata lub 5 lat – opcja.

Standardowa gwarancja na pulsoksymetry przy zakupie na firmę związaną z medycyną to 12 miesięcy.

System kontroli jakości



Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.