

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-na-palec-md300c4-purpurowy-choicemed-energooszczedny-p-74.html>



Pulsoksymetr na palec, MD300C4 - purpurowy, ChoiceMMed energooszczędny

Cena	135,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	MD300C4-purpurowy
Producent	.ChoiceMMed Europe

Opis produktu

na palec przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętnicznej (SpO2) w dowolnym miejscu. Można go stosować u pacjentów dorosłych oraz nastoletnich.

Wyświetlacz diodowy LED,

Parametry:

- saturacja SpO2%, Zakres 70-100%, rozdzielczość 1%, $\pm 2\%$
- PR tętno, zakres 30 - 235 bpm, rozdzielczość 1 bpm, $\pm 2\%$,

Prezentacja graficzna:

- 2 tryby pracy,
- 30h ciągłej pracy na baterii,
- Zasilanie 2 x bateria AAA,
- Waga 48g z bateriami, 30g bez baterii,
- Wymiary: 55mm(Sz)×32mm(W)×28mm(D)
- Automatyczny wyłącznik.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii,

Najważniejsze cechy:

- duża łatwość obsługi
- wyświetlacz diodowy
- lekki, niewielki i wygodny w stosowaniu
- niskie zużycie prądu; zasilanie na 2 baterie lub akumulatorki AAA

Zastosowanie:

- młodzież, dorośli
- osoby prywatne
- lekarze rodzinni
- przychodnie

Gwarancja

- standard 2 lata
- opcja 3, 4,5 lat

Standardowa gwarancja na pulsoksymetry przy zakupie na firmę związaną z medycyną to 12 miesięcy.

System kontroli jakości



Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.