

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-nadgarstkowy-z-bluetooth-md300w314-p-834.html>

Pulsoksymetr nadgarstkowy z Bluetooth - MD300W314

Cena	1 350,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

MD300W314 jest nadgarstkowym pulsoksymetrem wyposażonym w Bluetooth. Może skutecznie mierzyć SpO2 i PR oraz przysyłać dane pomiarowe do urządzeń z Bluetooth, takich jak telefon komórkowy lub komputer.

Pomiar jest wykonywany za pomocą czujnika napalcowy, który jest podłączony do urządzenia na nadgarstku.

Pulsoksymetr MD300W314 jest najlepszym wyborem zarówno dla użytkowników profesjonalnych, jak i zwykłych pacjentów, do wygodnego zarządzania danymi medycznymi i przyjaznego użytkowania.

Ten pulsoksymetr oferuje przenośny, kompaktowy i lekki design, dzięki czemu wygodnie się go nosi na nadgarstku. Konstrukcja chroni urządzenie przed potem.

Może być używany do badania punktowego i/lub gromadzenia danych i zapisywania wyników pacjentów dorosłych lub dzieci.

Jeden akumulator AAA który można naładować przez urządzenie, lub szybko i łatwo wymienić

Ma niskie zużycie energii, umożliwiające długi ciągły pomiar.

Technologia Bluetooth oraz złącze USB do transmisji danych w czasie rzeczywistym albo z pamięci.

MD300W314 ma szereg zastosowań:

Dla osób z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego;
sportowców;
zespół nagłej śmierci łóżeczkowej;
strażaków, służb mundurowych, zaopatrzenia karetek.

Parametry

SPO2:

Zakres wskazań: 0%~100%

Zakres pomiarowy: 70%~100%

Dokładność pomiarowa: 80%~100% ±2% ; 70%~79% ±3% ;

PR

Zakres wskazań: 0~254bpm

Zakres pomiarowy: 30~235bpm

Dokładność pomiarowa: 30~100 ±2bpm ; 101~235bpm ±2%

Łączny czas zapisu: 30 godzin

Zasilanie: 1 akumulator AAA

Czas ciągłego pomiaru: 12 godzin

Masa: 26g

Wymiary: 60mmX50mmX20mm



Zawartość opakowania:

Pulsoksymetr MD300W314

Czujnik napalcowy

Opaska na nadgarstek

CD z oprogramowaniem

Przewód USB

Zasilacz

Instrukcja obsługi

Standardowa gwarancja na pulsoksymetr przy zakupie przez firmę związaną z medycyną to 12 miesięcy.