

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-napalcowy-md-300-c631-p-309.html>

Pulsoksymetr napalcowy MD 300 C631

Cena	300,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	MD 300 C631

Opis produktu

Napalcowy pulsoksymetr MD 300 C631 przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia krwi tlenem (SpO2) w dowolnym miejscu. Można go stosować u pacjentów dorosłych oraz nastoletnich.

SpO2:

- Zakres pomiarowy: 70 ~ 99%
- Dokładność: $\pm 2\%$
- Rozdzielczość: 1%

Tętno:

- Zakres pomiarowy: 30 ~ 235 BPM
- Dokładność:
 - 30 ~ 99 BPM - ± 2 BMP
 - 100 ~ 235 BPM - $\pm 2\%$
- Rozdzielczość: 1 BPM

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 2 baterie AAA 1.5 V
- Zużycie energii: 30 mA
- Wymiary:
 - długość: 58mm
 - szerokość: 32mm
 - wysokość: 37mm
- Waga: 33g (bez baterii)
- Temperatura przechowywania: -20 ~ 55°C
- Temperatura pracy: 5 ~ 40°C
- Wilgotność:
 - poniżej 80 % podczas pracy
 - poniżej 93% podczas przechowywania

Zawartość opakowania:

- Pulsoksymetr napalcowy MD 300 C631
- 2 baterie AAA
- Smycz do pulsoksymetru
- Instrukcja obsługi

Wyświetlacz kolorowy 1" , OLED

Gwarancja: **12 miesięcy**

Standardowa gwarancja na pulsoksymetry przy zakupie na firmę związaną z medycyną to 12 miesięcy.

System kontroli jakości



Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.