

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-napalcowy-md300c23-premium-choicemed-europe-na-palec-prestige-p-1648.html>



Pulsoksymetr napalcowy MD300C23 Premium ChoiceMMed Europe na palec, PRESTIGE

Cena	99,90 zł
Cena poprzednia	129,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	CHM300C23
Kod producenta	MD300C23
Producent	.ChoiceMMed Europe
Producent	Beijing Choice Electronic Technology Co., LTD.
Podmiot Odpowiedzialny	Shanghai International Holding Corp. GmbH

Opis produktu

Pulsoksymetr **MD300C23** medyczny z certyfikatem jednostki notyfikacyjnej oraz VAT 8% jak na sprzęt medyczny.

[Zapytaj o cenę hurtową. 10 lub 100 szt.](#)

Pulsoksymetr MD300 C23 jest przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru wysycenia tlenem hemoglobiny (SpO2) tzw. saturacji u dzieci powyżej 2 roku życia oraz osób dorosłych.

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, by dokonać pomiaru wystarczy założyć pulsoksymetr na palec i po kilku sekundach odczytać wynik na wyświetlaczu.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pracy zawodowej, jak również do używania w domu.



Najważniejsze cechy:

- Przeznaczony do użycia w klinikach, szpitalach, przychodniach, przez lekarzy rodzinnych, położne środowiskowe, w sporcie, pogotowie ratunkowe, straż pożarną oraz do użytku domowego,
- Kompaktowe urządzenie czujnik i wyświetlacz,
- Dokładny pomiar nasycenia krwi tlenem (saturacja) oraz częstotliwości tętna HR (puls),
- Wyniki pomiarów saturacji oraz tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres, słupki lub linia,
- 6 trybów wyświetlania w 4 kierunkach,
- 10 poziomów regulacji jasności wyświetlacza,
- Niski pobór prądu,
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii,
- Niewielkie wymiary: 58mm(Sz)×32mm(W)×34mm(D)sprawiają, że urządzenie jest wygodne do przenoszenia,
- Kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 160 x 64 piksele,
- Zakres pomiarowy saturacji: 70 - 100 %,
- Zakres pomiarowy częstotliwości tętna 30 - 235 bpm (uderzeń na minutę),
- Zasilanie: 2 baterie alkaliczne typu AAA bądź akumulatorki,
- 30 godzin ciągłej pracy
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Automatyczny wyłącznik

**Zastosowanie:**

młodzież, dorośli
osoby prywatne
lekarze rodzinni
przychodnie

**Producent: ChoiceMMed Europe
Wyświetlacz**

- Typ: LCD
- słupek, wykres, linia,
- 6 trybów wyświetlania
- 10 poziomów regulacji jasności,

Parametry:

- Nasycenie tlenem (SpO2)
 - Zakres: 70-100%
 - Rozdzielczość: 1%, $\pm 2\%$,
- Częstość Pulsu (PR)
 - Zakres: 30 - 235 sk./min
 - Rozdzielczość: 1 bpm, $\pm 2\%$,

Zasilanie

- 30h ciągłej pracy na baterii,
- Zasilanie 2 x bateria AAA,
- Waga 48g z bateriami, 28g bez baterii,

Warunki pracy

- Automatyczny wyłącznik.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wymiary

- 58mm(Sz)×32mm(W)×34mm(D)

Bezpieczeństwo użytkowania

Pulsoksymetr ChoiceMMed MD300C23, jako jedyny na rynku posiada dodatkowo gumowe etui chroniące pulsoksymetr podczas przypadkowego upadku, oraz materiałowe etui do transportu, lub przechowywania.

Zawartość opakowania:

- Pulsoksymetr ChoiceMMed Europe MD300C23
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- smycz do powieszenia na szyi,
- gumowe etui na urządzenie
- 2 x bateria AAA,
- futerał.

Certyfikaty

Urządzenie posiada certyfikat CE dla urządzeń medycznych (zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG) EN ISO 13485:2003

System kontroli jakości



Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.

ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.