

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-napalcowy-z-bluetooth-md300c318t-p-835.html>

## Pulsoksymetr napalcowy z Bluetooth - MD300C318T

Cena

**459,00 zł**

Dostępność

**Czekamy na dostawę**

### Opis produktu

MD300C318T to pulsoksymetr napalcowy wyposażony w Bluetooth to transmisji danych w czasie rzeczywistym lub z pamięci.

Pulsoksymetr MD300C318T jest zaprojektowany specjalnie do ciągłego monitorowania lub badania punktowego saturacji krwi tętniczej tlenem (SpO2) i tętna pacjentów. Przeznaczony jest dla szpitali i zastosowania domowego.

Jest on przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci, których grubość palca wynosi pomiędzy 0,8 cm a 2,5 cm.

MD300C318T może być stosowany przez pacjentów chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), bezdech senny, osób starszych, sportowców i wspinaczy. Ten niedrogi produkt pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze pacjentów i poprawić efektywność pracy personelu medycznego.

Pulsoksymetr jest wyposażony w kolorowy ekran LED na którym są wyświetlane wyniki SpO2, tętna, wykres i belkę tętna. Dostępne są 4 tryby wyświetlania.

MD300C318T ma akumulator który można ładować poprzez przewód USB lub zasilacz.

Przy pomocy wbudowanego bluetooth lub przewodu USB możliwy jest transfer danych w czasie rzeczywistym lub z pamięci urządzenia.

Ponadto jest wyposażony w wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego.

### Parametry

**SPO2:**

Zakres pomiarowy: 70-99%

Dokładność pomiarowa: 70%-99%  $\pm 3\%$ rozdzielczość:  $\pm 1$ **Tętno**

Zakres pomiarowy: 30-235 BPM

Dokładność pomiarowa: 30-99 BPM  $\pm 2$  BPM; 100-235 BPM  $\pm 2\%$ rozdzielczość:  $\pm 1$ 

Łączny czas zapisu: 72 godzin

Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3.7V

Masa: 50g ( z akumulatorem)

Wymiary: 60mm x 36mm x 38mm

### Zawartość opakowania:

- MD300C318T
- Przewód USB
- Adapter Bluetooth pod USB
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi



---

**Standardowa gwarancja na pulsoksymetr przy zakupie przez firmę związaną z medycyną to 12 miesięcy.**