

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-przenosny-md-300a-dla-dzieci-noworodkow-doroslych-p-69.html>

Pulsoksymetr przenośny MD 300A dla dzieci, noworodków, dorosłych

Cena	999,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	MD300A
Kod EAN / GETIN	3819713004178

Opis produktu

Pulsoksymetr przenośny MD 300A przeznaczony jest do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętnicznej (SpO2) oraz pulsu (PR) w dowolnym miejscu. Można go stosować u pacjentów dorosłych, dzieci i u noworodków. Przeznaczony jest dla lekarzy rodzinnych, przychodni jak i dla szpitali.

Parametry techniczne:

Nasycenie tlenem krwi - saturacja (SpO2)

- Zakres: 0-100%
- Rozdzielczość: 1%
- Dokładność: 70% - 100%: +/-2%

Częstość Pulsu - tętno (PR)

- Zakres: 30-254 sk./min
- Rozdzielczość: +/-1 sk./min
- Dokładność: +/-2 sk./min lub +/-2 %

Alarm

- Alarm: SpO2, czujnik odłączony
- Tryby: dźwiękowy (audio), wizualny

Wyświetlacz

- Typ: LCD 3-cyfrowy 7-segmentowy, kolorowy
- Parametry: SpO2, PR, fala i słupek PLETH.

Warunki Pracy

- Dopuszczalna temperatura: 0°C - 50°C
- Temperatura przechowywania: -10°C - 60°C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 15% - 95%
- Wilgotność przechowywania: 10% - 95%

Klasyfikacja

- Bezpieczeństwo: IEC Standard 61601-1-1
- Dopuszczenie: Znak CE

Pamięć

- Dane: do 1440 odczytów wartości mierzonego SpO2 i PR

Wymiary



- Rozmiar: 150 x 94 x 47 mm

Zasilanie

- Typ: 4 baterie alkaliczne lub akumulatorki (AA)
- Zasilacz Czas pracy: około 24 godz. w normalnych warunkach (Opcja płatna)

Najważniejsze cechy:

- duża dokładność i niezawodność działania
- duży wyświetlacz (55mm x 27.5mm) w wyraźny sposób pokazuje jednocześnie falę i słupek PLETH i dane numeryczne
- lekki, niewielki i wygodny w stosowaniu
- alarm audio-wizualny parametrów fizjologicznych i technicznych
- wykres 24-godz. trendu SpO2 i częstości pulsu,
- tabela danych z 24-godz. dla SpO2 i częstości pulsu, 1 minutowe interwały
- zasilanie na 4 baterie lub akumulatorki R6 lub z zasilacza
- przeznaczony dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków

Zastosowanie:

- dorośli, młodzież, dzieci, noworodki
- osoby prywatne
- przychodnie, szpitale

Zawartość opakowania:

- 1 x Pulsoksymetr MD 300A,
- sensor klips na palec dla dorosłych,
- 1 x instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna,
- gumowy ochraniacz.
- kabel przejściówka pomiędzy wtykiem okrągłym a trapezowym

Opcje Dodatkowe:

- sensor neonatalny, opaska na stopę lub rączkę,
- sensor klips na palec dla dzieci, mały,
- sensor silikonowa nakładka dla dzieci,
- sensor klips na palec dla dużych dzieci lub małych dorosłych,
- sensor klips na palec dla dorosłych,
- sensor silikonowa nakładka dla dorosłych,
- sensor klips na ucho lub wargę.
- zasilacz 230V ac/dc.

Gwarancja:

- standard 1 rok
- opcja 2 lata
- opcja 3 lata
- opcja 4 lata
- opcja 5 lat

Standardowa gwarancja na pulsoksymetry przy zakupie na firmę związaną z medycyną to 12 miesięcy.

System kontroli jakości



Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.



Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485. ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.