

Link do produktu: <https://redmed.pl/pulsoksymetr-przenosny-md300i-dla-dzieci-i-doroslych-p-156.html>



Pulsoksymetr przenośny MD300I dla dzieci i dorosłych

Cena	595,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	MD300I
Kod EAN / GETIN	3819704004675

Opis produktu

Pulsoksymetr 300I to najmniejszy z serii pulsoksymetrów przenośnych. Z uwagi na swój mały rozmiar, wysoką jakość wykonania i łatwość obsługi jest doskonałym produktem zarówno do użytku domowego jak i dla profesjonalistów. Pulsoksymetr jest w stanie zapisać wyniki dla dziesięciu pacjentów, aż do 72-godzin zapisu danych!

Urządzenie posiada specjalny kabel do połączenia go z komputerem PC poprzez złącze USB. Przy użyciu oprogramowania MedView (w wersji angielskiej) można ściągnąć dane z urządzenia na komputer i przeglądać je na monitorze oraz wydrukować na komputerowej drukarce kartę badania z danymi pacjenta oraz wynikami w postaci wykresów oraz tabel z danymi. Oprogramowanie działa na systemach: Windows XP (32 i 64 -bitowy); Windows Vista (32 i 64 -bitowy); Windows 7 (32 i 64 -bitowy); Windows 8; 8.1 (32 i 64 -bitowy); Windows 10 (32 i 64 -bitowy),

Opis funkcji:

- Duża dokładność i niezawodność działania
- Wyświetlacz LCD w wyraźny sposób pokazuje słupek PLETH i dane numeryczne
- Lekki, niewielki i wygodny w stosowaniu
- Alarm audio-wizualny parametrów fizjologicznych i technicznych
- Pamięć do 10 pacjentów, zapamiętuje dane pomiarowe do 72 godzin
- Możliwe przesyłanie danych do PC
- Niskie zużycie prądu; zasilanie na 2 baterie lub akumulatorki AA
- Przeznaczony dla pacjentów dorosłych, dzieci.

Dane techniczne

- przeznaczony do pomiaru saturacji i pulsu u dzieci i dorosłych
- SpO2: Zakres pomiaru: 70%-99%
- SpO2: Rozdzielczość: 1%
- SpO2: Dokładność pomiarowa: 80%-99% : +-2%
- SpO2: Dokładność pomiarowa: 70%-79% : +-3%
- Puls: Pomiar w zakresie 30-254bpm (uderzeń na minutę)
- Puls: dokładność: 1bpm
- Puls: dokładność pomiarowa: +-2bpm lub +-2%
- Rodzaj wyświetlacza: dwukolorowy OLED
- Wyświetlane parametry: SpO2, PR, PI, Plesmogram, wskaźnik pulsu
- Jasność wyświetlacza: 10 poziomów jasności
- Alarmy: SpO2 poniżej 90%, PR powyżej 100bpm
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Tryb alarmu: dźwiękowy i wizualny
- Automatyczne wyłączenie po 30s bezczynności
- Wymiary: 110mm x 35mm x 27mm
- Waga: 110g (z bateriami)
- Baterie: 2x AA
- Warunki pracy: od 5 do 40 stopni C
- Warunki pracy: wilgotność od 15 do 95%

Zawartość opakowania:

- Pulsoksymetr 300I
- Czujnik dla dorosłych 0,9m
- Oprogramowanie 300I
- Kabel komunikacyjny
- Baterie 2xAA
- Instrukcja obsługi PL

Standardowa gwarancja na pulsoksymetry przy zakupie na firmę związaną z medycyną to 12 miesięcy.

Możliwość dokupienia czujników SpO2 tj.:

- czujnik pediatryczny
- czujnik nauszny
- klips napalcowy

Brak możliwości dołączenia czujników neonatalnych

System kontroli jakości



Product Service

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urzędów medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485. ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.