

Link do produktu: <https://redmed.pl/qlabs-docking-estation-stacja-dokujaca-bez-urzadzenia-qlabs-q-2-plus-a-takze-do-q1-p-819.html>



qLabs Docking eStation, stacja dokująca bez urządzenia qLabs Q-2 plus, a także do Q1

Cena	1 350,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MPMBI91-1
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

**Specjalny rabat dla aktualnych użytkowników systemu INRatio i INRatio2,
o szczegóły zapytaj sprzedawców tel.: 327206210**

Stacja dokująca przeznaczona dla monitorów krzepliwości krwi Micropoint qLabs®, dostarcza stałe zasilanie oraz wydruk i pobieranie wyników testów na komputer.

qLabs® eStation umożliwia personelowi medycznemu pobranie danych i wydruk wyników testów z analizatora qLabs®.

Stacja dokująca wyposażona jest w wbudowaną drukarkę do bezpośredniego wydruku wyników PT/INR i APTT. Umożliwia podłączanie do komputera w celu pobrania rezultatów badań, oraz dostarczanie stałego zasilania dla analizatora qLabs®.

Proste dokowanie przez wsunięcie poręcznego urządzenia do pomiaru INR.

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego monitora qLabs®

W składzie qLabs® eStation są:

- Złącze USB
- Oprogramowanie qLabs® Zarządzanie danymi
- Papier do drukarki

Cechy qLabs® eStation


- Wydruk wyników z ręcznego urządzenia pomiarowego qLabs®,
- Podłączanie do komputera,
- Stałe zasilanie monitora qLabs®
- Prosty mechanizm dokowania
- Wymiary: 232 mm x 150 mm x 66 mm
- Waga: 752 g
- Zasilanie
 - Wejście: AC 100-240 V, 50/60 Hz
 - Wyjście: DC 12 V
- Port USB: USB typ B
- Temperatura pracy: 10 - 35 ° C
- Wilgotność pracy: 10 - 90% wilgotności względnej

Znak

C € 0123

Deklaracja zgodności: Urządzenie i testy qLabs firmy Micropoint spełniają wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD"). Posiadają oznaczenie znakiem CE0123 wydanym przez Niemiecki instytut ds. jakości TÜV SÜD.

*zdjęcie jest poglądowe. Sprzedaż dotyczy wyłącznie samej stacji bez urządzenia widocznego na stacji.

GRATIS!

Na życzenie przy zakupie produktu qLabs można zamówić poradnik dla pacjenta: **Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i domowa kontrola krzepliwości krwi.**



Producent

Strona producenta www.monitorNR.com