

Link do produktu: <https://redmed.pl/qlabs-odczynniki-do-wykonania-kontroli-jakosci-wylacznie-do-uzytku-profesjonalnego-p-1041.html>



qLabs odczynnik do wykonania kontroli jakości, wyłącznie do użytku profesjonalnego

Cena	299,70 zł
Cena poprzednia	450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Micropoint Bioscience Inc.

Opis produktu

Opcjonalny płyn kontrolny dla systemu qLabs® PT-INR.

Płyn jest przeznaczony dla analizatora qLabs® PT-INR oraz pasków testowych qLabs® PT-INR, aby zweryfikować prawidłowość działania systemu

Zaleca się, aby przeprowadzić test przy użyciu dwóch poziomów płynów kontrolnych.

Każdy zestaw płynów zawiera różne poziomy elektrolitów, czynników krzepnięcia, stabilizatorów i konserwantów. Wartości INR płynów kontrolnych qLabs® są specyficzne dla poszczególnych partii.

System pracuje poprawnie, a wszystkie procedury testowe zostały wykonane poprawnie, gdy uzyskane wyniki testów mieszczą się w określonym zakresie kontroli INR wydrukowanym na etykiecie fiolki.

Zawartość opakowania:

- 2 x 1 ml płyn poziomu 1
- 2 x 1 ml płyn poziomu 2
- instrukcja

Nietwarte fiolki są stabilne w temperaturze 18-30° C aż do daty ważności podanej na etykiecie.

Po otwarciu, płyn w fiolkach jest stabilny przez 15 dni, jeśli są szczelnie zamknięte w temperaturze 18-30° C.

Przed wykonaniem testu delikatnie wirować fiolkę kilka razy, aby zapewnić jednorodność płynu.

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com