

Link do produktu: <https://redmed.pl/qlabs-q3-zasilacz-analizatora-p-1772.html>

qLabs Q3 Zasilacz analizatora

Cena	199,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	MPQ-3W
Kod producenta	Q3W
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Mały zasilacz sieciowy dla analizatora qLabs Q3. Można używać w podstawowej wersji qLabs Q3, oraz w wersji zaawansowanej qLabs Q3 Plus.

Wymienny wtyk gniazda.

Wejście: AC 100 – 240 V; 50/60 Hz

Wyjście: DC 5,0V; 2,0A

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com