

Link do produktu: <https://redmed.pl/qlabs-vet-paski-do-oznaczania-inr-pt-aPTT-u-psow-i-kotow-krwawienie-trutka-na-szczury-p-1210.html>



qLabs VET Paski do oznaczania INR PT aPTT u psów i kotów, krwawienie trutka na szczury

Cena	399,60 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	MPQSV-1
Kod producenta	QSV-1
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Pasek testowy qLabs® Vet Coag Panel 2 jest przeznaczony do ilościowego oznaczania dwóch parametrów krzepliwości krwi na raz: czasu protrombinowego (PT) i czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT).

Test qLabs® Vet Coag Panel 2 przeprowadza się na aparacie qLabs® Vet przy użyciu świeżej krwi żyłnej i pełnej z dodatkiem cytrynianu sodu. Pomaga w diagnozowaniu i ocenie nadmiernego krwawienia, dziedzicznych zaburzeń krzepnięcia, rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), zatrucia trutką na gryzonie, chorób wątroby i monitorowania terapii oraz progresji stanów chorobowych.

System qLabs® Vet umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie testu PT (czas protrombinowy lub wartość Quicka) i INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany) lub do łączonego pomiaru PT i aPTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) w czasie poniżej 7 minut. Do analizy wykorzystywana jest niewielka ilość krwi - 10 µL. Aparat qLabs® Vet pozwala na szybką reakcję, np. w przypadku zatrucia kumaryną i natychmiastowe wszczęcie odpowiedniej terapii.

Jednorazowe paski testowe są pakowane indywidualnie w hermetyczne opakowania foliowe, które zabezpieczają pasek. Nie trzeba ich zużywać w jak najkrótszym czasie po otwarciu opakowania zbiorczego.

Paski testowe qLabs® Vet Coag Panel 2 mają wysoką jakość uzyskiwanych wyników, na równi z tymi uzyskiwanymi w laboratorium.



Specyfikacja

- Gatunek: Psowate, Kotowate
- Rodzaj próbki: krew żylna lub pełna z dodatkiem cytrynianu sodu
- Objętość próbki: 10 ~ 20 uL
- HCT: 30% - 55%
- Czas do uzyskania wyników: ≤ 420 sekund
- Zakres raportowania:
 - PT: 5~75 seconds
 - aPTT: 6.5~500 seconds
- Interwały odniesienia
 - Psy: PT 14 - 20 s. aPTT 94 - 123 sek
 - Koty: PT 13 - 20 s aPTT 96 - 122 sek
 - Precyzja: PT ≤ 5% aPTT ≤ 7%
- Temperatura pracy: 10 ° C - 35 ° C
- Wilgotność podczas pracy: 10% - 90%
- Przechowywanie: od 15 ° C do 30 ° C

Pasek testowy qLabs® Coag Panel 2 przeznaczony jest do diagnostyki in vitro. Jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Testy PT/aPTT należy zużyć w ciągu 10 minut od otwarcia opakowania foliowego.

Zawartość opakowania:

12 pasków testowych qLabs® Vet Coag Panel 2

Instrukcja obsługi

Producent

Strona producenta www.monitorNR.com