

Link do produktu: <https://redmed.pl/analizator-qlabs-vet-pomiar-krzepliwosci-krwi-u-zwierzat-badanie-inr-pt-aptt-p-1174.html>

analizator qLabs Vet - pomiar krzepliwości krwi u zwierząt, badanie INR, PT, aPTT,

Cena	2 460,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	MPQV-2
Kod producenta	QV-2
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Analizator qLabs® Vet dla gabinetu weterynaryjnego do pomiaru PT/INR i PT/APTT u zwierząt domowych. Przenośne urządzenie umożliwia wykonanie szybkiego i dokładnego testu krzepliwości krwi.

System qLabs® Vet umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie testu PT (czas protrombinowy lub wartość Quicka) i INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany) lub do łączonego pomiaru PT i aPTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) w czasie poniżej 7 minut. Do analizy wykorzystywana jest niewielka ilość krwi - 10 µL. Aparat qLabs® Vet pozwala na szybką reakcję, np. w przypadku zatrucia kumaryną i natychmiastowe wszczęcie odpowiedniej terapii.

Urządzenie jest na tyle małe i lekkie, że można je trzymać jedną ręką, dzięki czemu można je swobodnie przenosić i używać tam gdzie to będzie konieczne, bez potrzeby przenoszenia samej świeżo pobranej próbki.

Dedykowany system przeznaczony dla weterynarii qLabs® Vet został specjalnie skalibrowany pod kątem zwierząt.

Weterynaryjny aparat do pomiaru INR qLabs® Vet pracuje z jednorazowymi paskami testowymi qLabs®. Są w osobnych, hermetycznych foliach i można je przechowywać w temperaturze pokojowej.



qLabs® Vet jest przydatnym narzędziem dla gabinetów weterynaryjnych:

- Zaawansowane rozwiązania technologiczne pozwalają uzyskać rzetelny wynik, którego dokładność jest porównywalna z laboratoryjną.
- Posiada wbudowany skaner kodów kreskowych.
- Współpraca analizatora qLabs® Vet z opcjonalną stacją dokującą qLabs® eStation, co umożliwia błyskawiczne drukowanie wyników.
- Wewnętrzna kontrola kalibracji i zewnętrzny system kontroli jakości (QC) minimalizuje ryzyko uzyskania błędnych pomiarów.
- Brak wrażliwości na heparynę niefrakcjonowaną i o niskiej masie cząsteczkowej do 3 U/mL.
- Możliwość badania na próbkach z krwi żyłnej lub z krwi pełnej z antykoagulantem (Cytrynian).
- Wbudowany port komunikacyjny do podłączenia z drukarką lub siecią komputerową aby wygodnie archiwizować dane.
- Zasilanie sieciowe lub bateriami alkalicznymi.

Dane techniczne

- Wyświetlacz LCD (128 x 96 pikseli)
- Automatyczne wyłączenie po 5 minutach nieużywania
- Zapisane normy dla psów/kotów z możliwością modyfikacji
- Automatyczne zapisywanie wartości (pamięć na 200 wpisów) w trybie bateryjnym
- Zintegrowana kontrola jakości
- Nie wymaga konserwacji i serwisowania
- Możliwość transmisji danych do komputera za pomocą kabla eCable
- Zasilanie bateryjne 4 bateriami standardowymi alkalicznymi AA
- Zasilacz: 110 - 240 V AC; 50 - 60 Hz (w trybie sieciowym nie następuje zapisywanie danych)
- Wymiary: 13,5 x 6,5 x 3,5 cm
- Waga: 154g (bez baterii)

Skład zestawu qLabs[®] Vet:

- aparat INR qLabs[®] Vet,
- zasilacz, instrukcja,
- przewód USB eCable,
- szaszetka do bezpiecznego przenoszenia,
- nakłuwacz i 10 lancet 28G.

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com