

Link do produktu: <https://redmed.pl/rajstopy-medyczne-dla-kobiet-w-ciazy-2-klasa-kompresji-p-969.html>

Rajstopy Medyczne dla kobiet w ciąży - 2 Klasa Kompresji

Cena

116,81 zł

Dostępność

Chwilowo niedostępny

Opis produktu

Medyczne Rajstopy uciskowe z 2 klasą kompresji przeznaczone do stosowania w trakcie ciąży w leczeniu przewlekłej choroby żyłnej oraz zmniejszają obrzęk i stymulują sprawne krążenie krwi.

2 klasa kompresji: 23-32 mmHg

Stosowanie Rajstopy o 2 klasie kompresji jest wskazane w przypadku: żylakowatość w okresie ciąży, zatorowości, zakrzepicy, przewlekłej niewydolności żył i obrzęków.

Ciążowe rajstopy kompresyjne mają zapas materiału w części majtkowej. Ucisk w tej części jest minimalny, a ponadto mają one możliwość regulacji obwodu w pasie – w miarę zwiększania się obwodu brzucha w kolejnych tygodniach ciąży.

W trakcie ciąży zwiększa się objętość i ciśnienie krwi, a równocześnie rosnący brzuch wywiera stopniowo coraz większy nacisk na naczynia krwionośne. Ryzyko powikłań związanych z dodatkowymi obciążeniami układu krwionośnego warto zminimalizować, stosując odpowiednio dobrane środki. Środki farmakologiczne w ciąży mogą nie wchodzić w grę. Rozwiązaniem idealnym jest kompresjoterapia.

Stosowanie rajstop uciskowych jest wskazane w przypadku:


- żylakowatości (żylaki pierwotne i wtórne, żylaki w okresie ciąży, wspomagająco w leczeniu stwardnień żył, po zabiegach chirurgicznych przeprowadzanych na żyłach)
- zatorowości - zakrzepicy (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, a także stan po zagojonym zapaleniu żył, głęboka zakrzepica żylna w nodze, stan po zakrzepicy, syndrom pozakrzepowy, profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów chodzących)
- przewlekłej niewydolności żył (zapobieganie i leczenie wrzodów, niewydolność żył, angiodyspłazja)
- obrzęków (limfatyczne, w okresie ciąży, pourazowe, pooperacyjne, cykliczne obrzęki samoistne, stany zastoju na skutek unieruchomienia /syndrom zastoju stawowego, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

Opcje

- Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL,
- Dostępne kolory: Czarny, Jasny beż, Ciemny beż, Granat, Grafit, Beż,
- Dostępne typy: z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym,
- Dostępne długości: krótkie, długie,

W celu osiągnięcia gwarantowanej wartości leczniczej, należy dobrać odpowiedni rozmiar produktu poprzez zmierzenie

obwodów obu nóg w miejscach wskazanych w tabeli rozmiarów.



Miejsce pomiaru	Pomiar (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
G	Obwód górnej części uda	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78
F	Obwód na środku uda	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
D	Obwód pod kolanem	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
C	Obwód łydki w najszerszym miejscu	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
B	Obwód kostki w najwęższym miejscu	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32

Rajstopy, pończochy i podkolanówki PANI TERESA® są oferowane w dwóch długościach. Aby dobrać prawidłową długość należy zmierzyć wskazany poniżej odcinek nóg:

	Pomiar	Krótkie	Długie
RAJSTOPY, POŃCZOCHY	A-G	60-70 cm	71-83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34-37 cm	38-44 cm

Rajstopy, pończochy (pomiar A-G) – krótkie 60-70 cm, długie 71-83 cm.

Podkolanówki (pomiar A-D) – krótkie 34-37 cm, długie 38-44 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , ciemny beżowy , czarny , grafitowy , granatowy , jasny beżowy

czubek otw/zam: czubek zamknięty , czubek otwarty

Długość: K - krótkie , D - długie

Rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL , XXXL