

Link do produktu: <https://redmed.pl/rajstopy-medyczne-meskie-premium-ccl-2-2-klasa-kompresji-p-980.html>

Rajstopy medyczne męskie PREMIUM CCL 2 - 2 Klasa Kompresji

Cena

151,91 zł

Dostępność

Chwilowo niedostępny

Opis produktu

Wysokiej jakości medyczne rajstopy uciskowe z 2 klasą kompresji, mają zastosowanie w leczeniu przewlekłej choroby żyłnej oraz po operacyjnym usuwaniu żylaków kończyn dolnych.

2 klasa kompresji: 23-32 mmHg

Najwyższej jakości medyczne produkty uciskowe z linii PREMIUM CCL 2 zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających pacjentów, zapewniając skuteczną terapię zaawansowanej postaci przewlekłej choroby żyłnej oraz gwarantując najwyższy komfort noszenia.

Rajstopy PREMIUM CCL 2 dla mężczyzn mają wysoką jakość stosowanych materiałów, najwyższą staranność wykonania, trwałość produktów, a przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo. Zastosowany w nich specjalistyczny ucisk, zmniejsza obrzęk spowodowany występowaniem zmian żylnych oraz stymuluje sprawne krążenie krwi, nawet w zaawansowanych stanach chorobowych.

Konstrukcja rajstop została specjalnie opracowana dla mężczyzn, przy użyciu najwyższej klasy surowców najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, dlatego są bezpieczne dla zdrowia w trakcie długoterminowej terapii oraz skuteczne.

Wskazania:

- żylakowatość (żylaki pierwotne i wtórne, żylaki w okresie ciąży, wspomagająco w leczeniu stwardnień żył, po zabiegach chirurgicznych przeprowadzanych na żyłach)
- zatorowość-zakrzepica (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, a także stan po zagojonym zapaleniu żył, głęboka zakrzepica żylna w nodze, stan po zakrzepicy, syndrom pozakrzepowy, profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów chodzących)
- przewlekła niewydolność żył (zapobieganie i leczenie wrzodów, niewydolność żył, angiodysplazja)
- obrzęki (limfatyczne, w okresie ciąży, pourazowe, pooperacyjne, cykliczne obrzęki samoistne, stany zastoju na skutek unieruchomienia, syndrom zastoju stawowego, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

Opcje

- Dostępne rozmiary: I, II, III, IV, V, VI
- Dostępne kolory: Czarny, Jasny beż, Ciemny beż, Granat, Grafit, Beż,
- Dostępne typy: z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym,
- Dostępne długości: krótkie, długie,

W celu osiągnięcia gwarantowanej wartości leczniczej, należy dobrać odpowiedni rozmiar produktu poprzez zmierzenie obwodów obu nóg w miejscach wskazanych w tabeli rozmiarów.

2 88101

Rajstopy, pończochy i podkolanówki PANI TERESA® są oferowane w dwóch długościach. Aby dobrać prawidłową długość należy zmierzyć wskazany poniżej odcinek nóg:



	Pomiar	Short	Normal
RAJSTOPY, POŃCZOCHY	A G	62-71 cm	72-83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34-38 cm	39-44 cm

Rajstopy, pończochy (pomiar A-G) – krótkie: 62-71 cm, długie: 72-83 cm.
Podkolanówki (pomiar A-D) – krótkie: 34-38 cm, długie: 39-44 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , ciemny beżowy , czarny , grafitowy , granatowy , jasny beżowy

czubek otw/zam: czubek zamknięty , czubek otwarty

Długość: K - krótkie , D - długie

Rozmiar: wybierz , I , II , III , IV , V , VI