

Link do produktu: <https://redmed.pl/rf-test-kasetowy-czynnikow-reumatoidalnych-30-sztuk-p-1488.html>

Zdjęcie zastępcze

RF- test kasetowy czynników reumatoidalnych - 30 sztuk

Czas wysyłki

Zadzwoń 32 720 62 10

Numer katalogowy

600002N-30

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Test RF służy do jakościowego oznaczania czynników reumatoidalnych w ludzkiej surowicy, osoczu lub krwi pełnej. Znajduje on zastosowanie jako środek pomocniczy przy diagnozie reumatoidalnego zapalenia stawów.

Test immunologicznym typu lateral-flow do jakościowego oznaczania wszystkich podtypów czynników reumatoidalnych (RF) w ludzkiej surowicy, osoczu lub krwi pełnej, przy czułości na poziomie 8 IU/ml. Test Rheumatoid Factors przeznaczony jest do zastosowania jako test skriningowy oraz środek pomocniczy przy diagnozie reumatoidalnego zapalenia stawów oraz syndromu Sjögrena.

Badanie przy zastosowaniu testu Czynników Reumatoidalnych może zostać wykonane w ciągu 10 minut, przez wykwalifikowany personel oraz bez wyposażenia laboratoryjnego.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernego i nieracjonalnego ich stosowania.

Czynnik reumatoidalny (ang. Rheumatoid Factor, RF) to autoprzeciwciała, które z jakiejś przyczyny zaczęły atakować immunoglobuliny - własne białka organizmu. W konsekwencji czynnik reumatoidalny prowadzi do rozwoju stanu zapalnego. Czynnik reumatoidalny sam w sobie nie uszkadza chrząstki stawowej, tylko wywołuje stan zapalny.

Test czynnika reumatoidalnego wykonywany jest w m.in. w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Wysoki czynnik reumatoidalny może wskazywać na: RZS, toczeń rumieniowaty, zespół Sjögrena, twardzina układowa, infekcje (kiła, trąd, gruźlica), nowotwory (szczególnie białaczka).

Wszystkie próbki reagujące z testem Rheumatoid Factors powinny zostać przebadane przy pomocy alternatywnych metod testowych oraz klinicznych badań.

Zestaw zawiera:

- 30 testów kasetowych (zapakowanych pojedynczo z środkiem osuszającym)
- 30 rurek kapilarnych (5 µL)
- 5 ml butelka płynu do rozcieńczenia próbki
- instrukcja obsługi

Próbki

- Osocze
- Surowica
- Krew pełna