

Link do produktu: <https://redmed.pl/rf-test-kasetowy-czynnikow-reumatoidalnych-50-szt-p-383.html>

Zdjęcie zastępcze

RF - Test kasetowy czynników reumatoidalnych - 50 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	600001
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Szybki zanurzeniowy test immunologiczny do jakościowego i pół-ilościowego wykrywania czynnika reumatoidalnego (RF) w surowicy.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernego i nieracjonalnego ich stosowania.

Czynnik reumatoidalny to przeciwciało skierowane przeciwko własnym wewnątrzpochodnym (endogennym) immunoglobulinom. Przyczynia się to do niszczenia tkanki własnego organizmu, co jest istotą choroby reumatycznej. Podwyższenie stężenia RF zwykle świadczy o reumatoidalnym zapaleniu stawów (występuje u około 80 proc. pacjentów). Może też wskazywać na toczeń rumieniowaty układowy, twardzinę układową, mieszaną chorobę tkanki łącznej czy zespół Sjögrena, jednak w przypadku tych chorób RF we krwi chorego pojawia się znacznie rzadziej.

Zawartość opakowania:

- 50 testów zanurzeniowych
- 1 bufor
- 1 buteleczka konjugatu (3ml)
- 1 instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

Próbka: Surowica (ok. 25 µl)

Czas testu: 5 minut

Czułość: 100%

Swoistość: 96%

Cut-off: 12IU/ml

Przechowywanie: wyłącznie w lodówce (2° C bis 8° C)