

Link do produktu: <https://redmed.pl/rose-bengal-test-aglutynacji-lateksowej-100-sztuk-p-1507.html>

Rose Bengal - test aglutynacji lateksowej - 100 sztuk

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	795030
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Szkiełkowy test aglutynacyjny do jakościowego i pół-ilościowego oznaczania przeciwciał przeciw Brucella w ludzkiej surowicy. Test ten jest pomocny przy diagnozie brucelozы i przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernego i nieracjonalnego ich stosowania.

Barwiona zawiesina bakteryjna aglutynuje po zmieszaniu z próbkami pacjenta zawierającymi specyficzne przeciwciała IgG lub IgM.

Diagnostyka Brucella może być oceniana albo przez izolację mikroorganizmów we krwi lub kale, albo przez miareczkowanie swoistych przeciwciał w surowicy pacjenta. Odczynnik, ze względu na swój skład w buforze kwasowym, jest reaktywny zarówno z przeciwciałami IgG, jak i IgM i jest bardzo przydatny do diagnozy osób przewlekłe wykazujących wysoki poziom przeciwciał IgG, trudnych do wykrycia metodą próbówki referencyjnej (Wright).

Zestaw zawiera:

- 5 ml Rose Bengal
- 1 ml kontroli pozytywnej
- 1 ml kontroli negatywnej
- 16 jednorazowych szkiełek, po 6 pól testowych każde
- 50 mieszadełek

Do wykonania testu potrzebny jest mechaniczny wirnik z regulacją prędkości oraz wstrząsarka.