

Link do produktu: <https://redmed.pl/rota-adenovirus-test-kasetowy-antygenow-rota-i-adenowirusow-20-szt-p-1563.html>

Rota-Adenovirus - Test kasetowy antygenów rota- i adenowirusów - 20 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL481015N-20
Kod producenta	481015N-20
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybki test kasetowy dający wizualny i jakościowy wynik metodą immunochromatografii, stwierdzający obecność antygenów rotawirusów i/lub adenowirusów w ludzkim stolcu.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernej i nieracjonalnej ich stosowania.

Rotawirusy powodują zapalenia żołądka i jelita cienkiego u dzieci z niedożywieniem lub osłabioną odpornością. Zakażenie może mieć bardzo ostry, a nawet zagrażający życiu przebieg.

Adenowirusy, natomiast, są kojarzone z szeroką paletą objawów klinicznych, najczęściej objawy przypominają grypę. Powodują zapalenie dróg oddechowych, spojówek i przewodu żołądkowo-jelitowego.

Objawy rotawirusów i adenowirusów mogą być pomyłone z infekcją bakteryjną, ale nie należy podawać choremu antybiotyków, gdyż te działają tylko na bakterie - nie zwalczają wirusów.

Zawartość opakowania:

- 20 zalakowanych, pakowanych pojedynczo testów kasetowych
- 20 probówek na pobranie próbki stolca zawierających bufor rozcieńczający
- 20 jednorazowych pipetek
- 1 instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

Próbka: Kał

Czas testu: 10 minut

Czułość: Rota-Virus: 99,1% w porównaniu z testem aglutynacji lateksowej Adeno-Virus: 99,9% w porównaniu z testem aglutynacji lateksowej

Swoistość: Rota-Virus: >99,9% w porównaniu z testem aglutynacji lateksowej Adeno-Virus: 99,4% w porównaniu z testem aglutynacji lateksowej

Cut-off: niedostępny

Przechowywanie: 2°C do 30°C