

Link do produktu: <https://redmed.pl/rozpylacz-do-nebulizatorow-microlife-neb-100-neb-100b-neb-50a-neb-1000-2-szt-p-1260.html>



Rozpylacz do nebulizatorów Microlife NEB 100, NEB 100B, NEB 50A, NEB 1000 - 2 szt

Opis produktu

Rozpylacz (głowica, śmigielko, kolorowa nasadka) do nebulizatorów Microlife - najważniejsza część nebulizatora (pojemnika na lek).

Zestaw 2 rozpylaczy.

Stosowane fabrycznie w inhalatorach:

- Microlife NEB 100 (NEBBY)
- Microlife NEB 100B
- Microlife NEB 50A
- Microlife NEB 1000

Ten rozpylacz może być również stosowany jako zamiennik w nebulizatorach innych producentów, np:

- SOHO MIDINEB
- SOHO AMINEB
- SOHO ATOMIZER
- SOHO AIRJOLIE 2
- Omron: NE-C302

Uwaga: kompletny nebulizator składa się z 3 elementów:
2 części obudowy zewnętrznej + 1 część wewnętrzna, czyli rozpylacz.